



Evolution[®] Esophageal

CONTROLLED-RELEASE STENT

Merkmale




Schritt 1



Die Schutzhülle vom Stent entfernen.

Schritt 2




Das Einführsystem unter fluoroskopischer Kontrolle in kurzen Schritten über den vorpositionierten Führungsdraht in den Ösophagus einführen und vorschieben.

Schritt 3




Die röntgendichten Markierungen unter Durchleuchtung hinter den Ausläufern der zu durchdringenden Strikturen im Innenkatheter positionieren.

Schritt 4



Die gewünschte Stentposition fluoroskopisch bestätigen und den Stent durch Entfernen der roten Sicherheitsvorrichtung vom Griff einsetzen. Die Freisetzung des Stents durch Drücken des Auslösers fortsetzen.


Schritt 5a



Ist während der Freisetzung eine Neupositionierung erforderlich, kann der Stent zurückgeholt werden.

Hinweis: Nach Überschreiten der Rückholgrenze kann der Stent nicht mehr zurückgeholt werden. Dieser Punkt ist erreicht, sobald die Markierung für die Stentfreisetzung oben auf dem Einführsystem die Markierung für die Rückholgrenze auf dem Griff passiert hat.


Schritt 5b



Um den Stent zurückzuholen, den Richtungsknopf an der Seite des Platzierungssystems auf die andere Seite schieben.

Hinweis: Beim ersten Drücken des Auslösers zum Zurückholen des Stents den Knopf mit dem Daumen gedrückt halten. Den Auslöser solange weiter drücken, bis der Stent um die gewünschte Distanz zurückgeholt wurde.

Schritt 6




Zur Wiederaufnahme der Freisetzung den Richtungsknopf wieder auf die entgegengesetzte Seite schieben und ihn beim ersten Drücken des Auslösers gedrückt halten.

Schritt 7




Nach Passieren der Rückholgrenze des Stents den Sicherheitsdraht neben dem Führungsdraht-Port aus dem Platzierunggriff herausziehen. Die Freisetzung des Stents durch Drücken des Auslösers fortsetzen.

Schritt 8



Die Expansion des Stents nach dem Einsetzen unter Durchleuchtung bestätigen. Sobald die Expansion bestätigt ist, kann das Einführsystem gefahrlos entfernt werden.

Schritt 9



Dank des weißen Lassos am proximalen Ende des Stents lässt sich der Stent direkt nach der Platzierung neu positionieren. Dazu mit einer Zange so lange am weißen Lasso ziehen, bis sich der Stent an der gewünschten Stelle befindet.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Systems finden Sie in der aktuellen Anleitung.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, IS.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11