


Evolution[®] Esophageal

CONTROLLED-RELEASE STENT

Características




Paso 1



Retire el tubo protector del stent.

Paso 2




Utilizando guía fluoroscópica, introduzca y haga avanzar poco a poco el sistema de introducción sobre la guía colocada previamente hasta introducirlo en el esófago.

Paso 3




Coloque los marcadores radiopacos mediante fluoroscopia del catéter interior de forma que rebasen los extremos de la estenosis que se pretende atravesar.

Paso 4



Confirme mediante fluoroscopia que la posición del stent es la deseada y retire el protector de seguridad rojo del mango para desplegar el stent. Apriete el gatillo para seguir desplegando el stent.


Paso 5a



Si durante el despliegue es necesario cambiar la posición del stent, es posible recapturarlo.

Nota: El stent no se puede recapturar después de pasar el punto de no retorno, indicado cuando el indicador del despliegue del stent de la parte superior del introductor ha pasado el indicador del punto de no retorno del mango.


Paso 5b



Para recapturar el stent, pulse el botón direccional que hay en un lado del sistema de introducción para desplazarlo al otro lado.

Nota: Mantenga el pulgar sobre el botón al apretar el gatillo por primera vez para recapturar el stent. Siga apretando el gatillo según sea necesario para recapturar el stent en la medida deseada.

Paso 6




Para continuar el despliegue, vuelva a pulsar el botón direccional para desplazarlo al lado opuesto y mantenga pulsado el botón al apretar el gatillo por primera vez.

Paso 7




Una vez que se haya pasado el punto de no retorno del stent, tire del estilete de seguridad para sacarlo del mango de introducción cerca del orificio para la guía. Apriete el gatillo para seguir desplegando el stent.

Paso 8



Tras el despliegue, confirme mediante fluoroscopia que el stent se ha expandido. Una vez que se haya confirmado la expansión, el sistema de introducción puede extraerse de manera segura.

Paso 9



Con el lazo blanco en el extremo proximal del stent, es posible cambiar la posición de este directamente después de su colocación, para lo que hay que tirar del lazo blanco con las pinzas y colocar el stent en la zona deseada.

Consulte las instrucciones más recientes para obtener información detallada sobre el uso del sistema.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11