



Evolution® Esophageal

CONTROLLED-RELEASE STENT

Bevat




Stap 1




Verwijder de beschermingslang van de stent.

Stap 2




Introduceer het introductiesysteem onder fluoroscopische controle over de vooraf gepositioneerde voerdraad en voer het systeem met kleine eindjes tegelijk onder fluoroscopische controle op in de oesofagus.

Stap 3




Plaats de ondoordringbare markeringen fluoroscopisch op de binnenste katheter voorbij de extremiteiten van de strictuur die gekruist moet worden.

Stap 4



Controleer fluoroscopisch of de stent zich in de gewenste positie bevindt en ontplooi de stent door de rode veiligheid van de handgreep te verwijderen. Ontploo de stent verder door de trekker in te drukken.


Stap 5a



Als de tijdens het ontplooiën moet worden gerepositioneerd, is het mogelijk de stent terug te nemen.


NB: De stent kan niet meer worden teruggenomen nadat hij voorbij het punt is waarna geen terugkeer mogelijk is, d.w.z. wanneer de ontplooiingsindicator van de stent boven aan de introducer voorbij de aanduiding voor dit punt op de handgreep is gekomen.

Stap 5b



De stent wordt als volgt teruggenomen: duw de richtingsknop op de zijkant van het introductiesysteem naar de tegenoverliggende kant. **NB:** Houd de duim op de knop wanneer de trekker voor de eerste keer voor het terugnemen wordt ingedrukt. Druk de trekker zo veel keer in als nodig is om de stent over de gewenste afstand terug te nemen.

Stap 6




Het ontplooiën wordt hervat door de richtingsknop weer naar de tegenoverliggende kant te duwen en tijdens het eerste indrukken van de trekker de knop ingedrukt te houden.

Stap 7




Trek de veiligheidsdraad uit de plaatsingshandgreep bij de voerdraadpoort wanneer de stent het punt waarna geen terugkeer mogelijk is gepasseerd is. Ontplooi de stent verder door de trekker in te drukken.

Stap 8



Controleer na ontplooiing fluoroscopisch of de stent geëxpandeerd is. Nadat expansie bevestigd is, kan het introductiesysteem veilig worden verwijderd.

Stap 9



Met behulp van de witte lasso aan het proximale uiteinde van de stent kan de stent direct na plaatsing worden gerepositioneerd door met een tang aan de witte lasso te trekken en de stent naar de gewenste plaats te brengen.

Raadpleeg de huidige instructies voor gedetailleerd systeemgebruik.

Bekijk de gebruiksaanwijzing op cookmedical.eu voor risicoinformatie over het product

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11