



Evolution® Biliary

CONTROLLED-RELEASE STENT

Caratteristiche




Passaggio 1



Eseguire il backload del dispositivo su una guida pre-posizionata, assicurandosi che la guida esca dal raccordo Zip.

Passaggio 2




Sbloccare la guida dal dispositivo di blocco e introdurre il dispositivo a brevi incrementi finché il raccordo Zip non si trova all'interno del canale operativo, quindi bloccare nuovamente la guida. Continuare a far avanzare il dispositivo a brevi incrementi.

Passaggio 3




Con l'elevatore aperto, fare avanzare il dispositivo fino a visualizzarne la fuoriuscita dall'endoscopio sotto osservazione endoscopica. Per il corretto posizionamento transpapillare dello stent, usare come riferimento il marker giallo. **Nota:** gli stent che attraversano la papilla devono estendersi oltre la papilla e nel duodeno di circa 0,5 cm dopo il rilascio.

Passaggio 4




Sotto monitoraggio fluoroscopico e con l'elevatore aperto, continuare a far avanzare il dispositivo fino a visualizzare lo stent attraverso la stenosi sotto osservazione. Sotto osservazione fluoroscopica, visualizzare i marker radiopachi su entrambe le estremità dello stent e posizionarli ad almeno 1 cm oltre la stenosi.

Passaggio 5




Confermare che lo stent si trovi nella posizione desiderata. Per rilasciare lo stent, rimuovere la protezione di sicurezza rossa dall'impugnatura, quindi premere il grilletto. Continuare a rilasciare lo stent premendo il grilletto.

Passaggio 6a




Se, durante il rilascio, è necessario riposizionare lo stent, è possibile ricatturarlo. **Nota: non** è possibile ricattare lo stent una volta superato il punto di non ritorno, indicato quando il marker rosso sulla sommità dell'impugnatura supera l'indicatore del punto di non ritorno sull'etichetta dell'impugnatura.

Passaggio 6b




Monitorando il punto di non ritorno sotto osservazione fluoroscopica, lo stent può essere ricatturato fino al punto in cui il marker radiopaco del catetere esterno è allineato con il secondo marker radiopaco del catetere interno. **Nota: non** è possibile ricattare lo stent dopo che il marker radiopaco del catetere esterno supera il secondo marker radiopaco del catetere interno. **Nota:** lo stent può essere ricatturato al massimo tre volte.

Passaggio 7




(A) Per ricattare lo stent, con l'elevatore aperto, spingere il pulsante direzionale sul lato del sistema di inserimento verso il lato opposto. **Nota:** per ricattare lo stent, tenere premuto il pulsante con il pollice mentre si preme il grilletto per la prima volta. Continuare a premere il grilletto secondo necessità per ricattare la lunghezza desiderata dello stent. (B) Per riprendere il rilascio, spingere il pulsante direzionale verso il lato opposto e tenerlo premuto mentre si preme il grilletto per la prima volta.

Passaggio 8



Quando si supera il punto di non ritorno dello stent, scollegare il raccordo Luer Lock e rimuovere completamente la guida di sicurezza dall'impugnatura di rilascio. Continuare a rilasciare lo stent premendo il grilletto.

Passaggio 9



Dopo il rilascio, confermare sotto osservazione fluoroscopica che lo stent sia dilatato. Mentre si mantiene la guida in posizione, spingere il pulsante direzionale verso il lato opposto. Premere il grilletto per ricattare completamente il sistema di introduzione. Rimuovere la guida e il sistema di introduzione dall'endoscopio con l'elevatore completamente abbassato.

Per dettagli sull'uso del sistema, consultare le istruzioni aggiornate.

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, IS.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11