


Evolution® Biliary

CONTROLLED-RELEASE STENT

Bevat




Stap 1




Backload het hulpmiddel over een vooraf gepositioneerde voerdraad en zorg ervoor dat de voerdraad door de zip-poort wordt gevoerd.

Stap 2




Ontgrendel de voerdraad van het vergrendelings-hulpmiddel en voer het hulpmiddel op met kleine stappen totdat de zip-poort in het werkkanaal zit. Vergrendel daarna de voerdraad opnieuw. Voer het hulpmiddel verder met kleine stappen op.

Stap 3




Voer terwijl de elevator openstaat het hulpmiddel op totdat het endoscopisch waarneembaar uit de endoscoop komt. Gebruik bij transpapillaire plaatsing de gele markering om de stent nauwkeurig te plaatsen. **NB:** Stents die de papilla overbruggen, moeten na ontplooiing ongeveer 0,5 cm uit de papilla in het duodenum steken.

Stap 4




Voer onder fluoroscopische geleiding en terwijl de elevator openstaat het hulpmiddel verder op totdat de stent door de strictuur heen waarneembaar is. Visualiseer de radiopake markeringen op fluoroscopische wijze aan de uiteinden van de stent en positioneer de radiopake markeringen minimaal 1 cm onder de strictuur.

Stap 5




Controleer of de stent zich op de gewenste positie bevindt. Ontplooï de stent door de rode veiligheid van de handgreep te verwijderen en de trekker in te drukken. Ontplooï de stent verder door de trekker in te drukken.

Stap 6a




Als de tijdens het ontplooien moet worden geherpositioneerd, is het mogelijk de stent terug te nemen. **NB:** De stent kan **niet** worden teruggenomen nadat het punt waarna geen terugkeer mogelijk is, is gepasseerd, d.w.z. wanneer de rode markering bovenaan de handgreep dit punt op het handgreeplabel is gepasseerd.

Stap 6b




Indien het punt waarna geen terugkeer mogelijk is fluoroscopisch wordt bewaakt, kan de stent worden teruggenomen tot het punt waar de radiopake markering van de externe katheter is uitgelijnd met de tweede radiopake markering van de interne katheter. **NB:** De stent kan **niet** worden teruggenomen nadat de radiopake markering op de buitenste katheter de tweede radiopake markering op de binnenste katheter is gepasseerd. **NB:** De stent kan maximaal driemaal worden teruggenomen.

Stap 7




(A) Om de stent terug te nemen, moet de elevator openstaan. Druk de richtingsknop aan de zijkant van het toedieningssysteem naar de tegenoverliggende kant. **NB:** Houd de duim op de knop wanneer de trekker voor de eerste keer voor het terugnemen wordt ingedrukt. Druk de trekker zo vaak in als nodig is om de stent over de gewenste afstand terug te nemen. (B) Het ontplooien wordt hervat door de richtingsknop naar de tegenoverliggende kant te duwen en tijdens het eerste indrukken van de trekker de knop ingedrukt te houden.

Stap 8



Wanneer het punt waarna geen terugkeer mogelijk is door de stent is gepasseerd, ontgrendel dan de Luerlock-fitting en verwijder de veiligheidsdraad volledig uit de toedieningshandgreep. Ontplooï de stent verder door de trekker in te drukken.

Stap 9



Controleer na ontplooiing fluoroscopisch of de stent geëxpandeerd is. Behoud de positie van het voerdraad en druk de richtingsknop naar de tegenoverliggende kant. Druk de trekker in om het introductiesysteem volledig terug te nemen. Verwijder de voerdraad en het introductiesysteem uit de endoscoop met de elevator volledig naar beneden.

Raadpleeg de huidige instructies voor gedetailleerd systeemgebruik.

Raadpleeg de risico-informatie van dit hulpmiddel in de gebruiksaanwijzing op cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

