



Übersicht




HINWEIS: Für nebeneinander angeordnete Stents ist ein Duodenoskop mit einem Arbeitskanal von mindestens 4,2 mm Durchmesser erforderlich.

Schritt 1



HINWEIS: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Führungsdrähte feucht gehalten werden. Den Führungsdraht freigeben, sofern ein Draht-Fixierungssystem verwendet wird. Das Produkt retrograd auf den vorpositionierten Führungsdraht laden und darauf achten, dass der Führungsdraht am Führungsdraht-Ansatz austritt.

Schritt 2a



Das Produkt schrittweise in den Arbeitskanal des Duodenoskops einführen.

Schritt 3a




Schritt 3b




Die Schritte 1-3a für den zweiten Stent wiederholen (gilt für nebeneinander angeordnete Stents). **HINWEIS:** Beide Stents müssen in Position gebracht werden, bevor der erste Stent entfaltet wird.

Schritt 2b




Bei offenem Albarrahnhebel das Gerät in kleinen Schritten weiter vorschieben, bis es endoskopisch sichtbar aus dem Duodenoskop austritt.




Das Stentplatzierungssystem unter Durchleuchtung und bei offenem Albarrahnhebel durch die Papille und in den Ductus choledochus einführen. Das Produkt schrittweise vorschieben, bis die Position des Stents unter Durchleuchtung sichtbar die Striktur überbrückt. Die vorgesehene Stentposition unter Durchleuchtung bestätigen. **HINWEIS:** Bei transpapillärer Platzierung zur Stentpositionierung die gelbe Endoskopmarkierung beachten. Ein Stent zur Überbrückung der Papille sollte so angelegt werden, dass er nach der Entfaltung etwa 0,5 cm über die Papille hinausragt und in das Duodenum reicht.

Schritt 4



Vor dem Entfalten des (der) Stents die rote(n) Sicherheitssperre(n) entfernen. **HINWEIS:** Sicherstellen, dass die rote Sicherheitssperre nicht unbeabsichtigt vor diesem Schritt entfernt wird.

Schritt 5




Unter Durchleuchtung und bei offenem Albarranhebel mit der Stententfaltung beginnen, indem der (die) Führungsdraht-Ansatz (-Ansätze) unbeweglich gehalten und der Griff (die Griffe) langsam zurückgezogen wird (werden). Gleichzeitig die Position jedes Stents während der Entfaltung beibehalten, indem das (die) Platzierungssystem(e) aus dem Duodenoskop gezogen wird (werden).

Schritt 6



Weiterhin gleichzeitig den Griff (die Griffe) nach hinten ziehen und das (die) Platzierungssystem(e) zurückziehen, bis unter Durchleuchtung bestätigt werden kann, dass jeder Stent sich vollständig entfaltet hat. Bei transpapillärer Platzierung kann die vollständige Stententfaltung auch endoskopisch bestätigt werden.

Schritt 7



Die Position des Führungsdrahts beibehalten und das Platzierungssystem bei offenem Albarranhebel vorsichtig aus dem entfaltenen Stent entfernen. Das Platzierungssystem aus dem Duodenoskop entfernen und dabei die Position des Stents unter Durchleuchtung überwachen. **HINWEIS:** Unter Durchleuchtung sicherstellen, dass sich der Stent ausreichend weit expandiert hat, um die Spitze sicher entfernen zu können. **HINWEIS:** Diesen Schritt zum Entfernen eines zweiten Platzierungssystems ggf. wiederholen.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Bild in Schritt 2b mit freundlicher Genehmigung von Dr. Gregory Ginsberg, Hospital of the University of Pennsylvania, USA. Bild in Schritt 3a mit freundlicher Genehmigung von Dr. Mohan J. Ramchandani, AIG Hospitals, Gachibowli, Indien. Bild in Schritt 7 mit freundlicher Genehmigung von Dr. Sundeep Lakhtakia, AIG Hospitals, Gachibowli, Indien.



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11