


Zilver 635[®] Biliary

SELF-EXPANDING STENT


GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Resumen




NOTA: Para la colocación de stents yuxtapuestos, se requiere un duodenoscopio con un diámetro mínimo del canal de accesorios de 4,2 mm.

Paso 1




NOTA: Para obtener resultados óptimos, las guías deben mantenerse húmedas. Si está utilizando un dispositivo para fijación de guías, desbloquee la guía. Cargue el dispositivo por la parte posterior sobre una guía colocada previamente, asegurándose de que la guía salga por el conector dispuesto a tal efecto.

Paso 2a




Introduzca el dispositivo poco a poco en el canal de accesorios del duodenoscopio.

Paso 3a




Paso 3b




Repita los pasos 1-3a para el segundo dispositivo en el caso de colocar stents yuxtapuestos. **NOTA:** Ambos dispositivos deberán estar colocados en su sitio antes del despliegue de cualquiera de los stents.

Paso 2b




Con el elevador abierto, haga avanzar el dispositivo poco a poco hasta que pueda visualizarse endoscópicamente saliendo del duodenoscopio.




Mediante orientación fluoroscópica, con el elevador abierto, pase el sistema de implantación del stent a través de la papila e introdúzcalo en el conducto colédoco. Avance el dispositivo poco a poco hasta que el stent se visualice fluoroscópicamente a través de la estenosis. Utilizando fluoroscopia, confirme que el stent está en la posición deseada. **NOTA:** Para la colocación transpapilar, utilice como referencia el marcador endoscópico amarillo para la colocación del stent. Tras el despliegue, los stents que atraviesen la papila deberán extenderse unos 0,5 cm más allá de esta, hasta el interior del duodeno.

Paso 4



Antes de desplegar los stents, retire los seguros rojos. **NOTA:** Asegúrese de que el seguro rojo no se haya quitado inadvertidamente antes de este paso.

Paso 5



Mediante orientación fluoroscópica, con el elevador abierto, inicie el despliegue de los stents manteniendo inmóviles los conectores de paso de las guías y tirando lentamente hacia atrás de los mangos. Al mismo tiempo, mantenga la posición de cada stent durante el despliegue, retirando los sistemas de implantación del duodenoscopio.

Paso 6



Continúe tirando hacia atrás del mango y retirando el sistema de implantación simultáneamente hasta que confirme mediante fluoroscopia que cada stent se ha desplegado por completo. En el caso de una colocación transpapilar, también puede utilizarse la confirmación endoscópica del despliegue completo del stent.

Paso 7



Mientras mantiene la guía en posición, con el elevador abierto, retire con cuidado el sistema de implantación del interior del stent expandido. Retire el sistema de implantación del duodenoscopio mientras controla la posición del stent mediante fluoroscopia. **NOTA:** Mediante fluoroscopia, asegúrese de que el stent se haya expandido lo suficiente como para permitir la retirada segura de la punta. **NOTA:** Si es necesario, repita este paso para retirar el segundo sistema de implantación.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
 Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
 Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

En el paso 2b, la imagen ha sido cedida por cortesía del Dr. Gregory Ginsberg, Hospital Universitario de Pensilvania, Estados Unidos. En el paso 3a, la imagen ha sido cedida por cortesía del Dr. Mohan J. Ramchandani, Hospitales AIG, Gachibowli, India. En el paso 7, la imagen ha sido cedida por cortesía del Dr. Sundeep Lakhtakia, Hospitales AIG, Gachibowli, India.



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11