


Zilver 635[®] Biliary

SELF-EXPANDING STENT


GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Descrizione generale




NOTA: per lo stenting ad affiancamento è necessario un duodenoscopio con un canale operativo minimo di 4,2 mm.

Passaggio 1




NOTA: per ottenere i migliori risultati, mantenere le guide bagnate. Sbloccare la guida qualora si utilizzi un sistema bloccaguida. Caricare a ritroso il dispositivo sulla guida precedentemente posizionata, assicurandosi che la guida esca dall'apposito connettore.

Passaggio 2a



Introdurre il dispositivo procedendo a piccoli incrementi all'interno del canale operativo del duodenoscopio.

Passaggio 3a




Passaggio 3b




Ripetere i passaggi 1-3a per il secondo dispositivo qualora si stia eseguendo uno stenting ad affiancamento. **NOTA:** entrambi i dispositivi devono essere in posizione prima dell'inserimento e posizionamento degli stent.

Passaggio 2b




Con l'elevatore aperto, continuare a far avanzare il dispositivo a piccoli incrementi fino a visualizzarne endoscopicamente la fuoriuscita dal duodenoscopio.




Sotto osservazione fluoroscopica e con l'elevatore aperto, far passare il sistema di introduzione dello stent attraverso la papilla e all'interno del coledoco. Far avanzare il dispositivo a piccoli incrementi fino a visualizzare fluoroscopicamente la posizione dello stent attraverso la stenosi. Confermare sotto osservazione fluoroscopica che lo stent si trova nella posizione desiderata. **NOTA:** per il posizionamento transpapillare dello stent, usare come riferimento il marker endoscopico giallo. Dopo l'inserimento e posizionamento, uno stent che attraversa la papilla deve estendersi di circa 0,5 cm oltre la papilla e all'interno del duodeno.

Passaggio 4



Prima di inserire e posizionare gli stent, rimuovere i blocchi di sicurezza rossi.
NOTA: accertarsi che il blocco di sicurezza rosso non venga inavvertitamente rimosso prima di questo passaggio.

Passaggio 5




Sotto osservazione fluoroscopica e con l'elevatore aperto, iniziare l'inserimento e posizionamento degli stent tenendo fermi i connettori per le guide e tirando lentamente indietro le impugnature. Durante l'inserimento e posizionamento, mantenere simultaneamente la posizione di ciascuno stent ritirando i sistemi di inserimento dal duodenoscopio.

Passaggio 6



Continuare a tirare indietro l'impugnatura e a ritirare simultaneamente i sistemi di inserimento fino alla conferma per via fluoroscopica del completo inserimento e posizionamento di ciascuno stent. Per il posizionamento transpapillare è possibile confermare il completo inserimento e posizionamento dello stent anche per via endoscopica.

Passaggio 7



Mantenendo inalterata la posizione della guida e con l'elevatore aperto, rimuovere con cautela il sistema di inserimento dall'interno dello stent dilatato. Rimuovere il sistema di inserimento dal duodenoscopio, controllando al contempo la posizione dello stent per via fluoroscopica.
NOTA: accertarsi per via fluoroscopica che lo stent si sia dilatato a sufficienza per consentire una rimozione sicura della punta. **NOTA:** ripetere questo passaggio se è necessario rimuovere un secondo sistema di inserimento.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Immagine del passaggio 2b per gentile concessione del Dott. Gregory Ginsberg, Hospital of the University of Pennsylvania, Stati Uniti d'America. Immagine del passaggio 3a per gentile concessione del Dott. Mohan J. Ramchandani, AIG Hospitals, Gachibowli, India. Immagine del passaggio 7 per gentile concessione del Dott. Sundeep Lakhtakia, AIG Hospitals, Gachibowli, India.



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11