


# Transjugulärer Leberzugang

Illustrierte Anleitung



Illustrationen von *Frank Cleber*


## Ring

TRANSJUGULAR INTRAHEPATIC ACCESS SET

# Speziell für den transjugulären Leberzugang entwickelte Produkte

## Merkmale und Vorteile

- Die Colapinto Kanüle ermöglicht den Gefäßzugang in der Leber für die anschließende Platzierung von Führungsdraht, Katheter und Schleuse.
- Die patentierte Flexor® Schleuse bietet maximale Flexibilität und ist dabei knick- und druckstabil.
- Die röntgendichte Markierung auf der Einführschleuse erhöht die Sichtbarkeit und ermöglicht eine präzise Positionierung.
- Das Set ist in den Größen 9 Fr und 10 Fr erhältlich, um verschiedenen Patientenanforderungen gerecht zu werden.






Bestellnummer	Referenznummer	Kanüle Gage	Kanüle Länge cm	Einführschleuse Fr	Einführschleusenlänge cm
G06541	RTPS-100	16	50,5	9	38,5
G29769	RTPS-100-10.0	16	50,5	10	38,5

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundenservice.


# Transjugulärer Leberzugang

## Illustrierte Anleitung

Die vollständigen Gebrauchs- und Verschreibungsinformationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.




Führen Sie mittels Mikropunktion oder 18 Gage Standardtechnik einen geeigneten 0,035 Inch Führungsdraht über die V. jugularis in die V. cava inferior ein.




Drücken Sie die Colapinto Kanülen-Katheter-Einheit gegen die Venenwand.

Stoßen Sie in einer einzigen Bewegung die Kanüle vorwärts durch das Leberparenchym zum Pfortadersystem.




2

Katheterisieren Sie die rechte V. hepatica oder den bestgeeigneten Ast der V. hepatica mithilfe des Torcon NB Advantage Katheters und eines Führungsdrahts Ihrer Wahl.



3

Belassen Sie den Führungsdraht in einer sicheren distalen Lage und entfernen Sie den Katheter.



4

Erweitern Sie die Eintrittsstelle mit dem 11-Fr-Dilatator. Führen Sie die zusammengesetzte Flexor Einführschleuse über den Führungsdraht so distal wie möglich in die V. hepatica ein. Entfernen Sie den Führungsdraht und den Dilatator der Flexor Einführschleuse.




9


Verbinden Sie eine mit Kontrastmittel gefüllte Spritze mit der Kanüle, erzeugen Sie mit der Spritze einen Sog und ziehen Sie die Kanüle zurück, bis Blut zu sehen ist.



Injizieren Sie eine kleine Menge Kontrastmittel.




Die Position der Kanüle im Portalsystem überprüfen.



10


Führen Sie den transjugulären Colapinto PTFE-Katheter über die Kanüle weiter in die Pfortader vor. Entfernen Sie die Kanüle.

5



Führen Sie die zusammengesetzte Colapinto Katheter-Kanülen-Einheit durch die Schleuse ein. Die Kanüle darf nicht über das Endloch des Katheters hinausragen.

6



Schieben Sie die zusammengesetzte Colapinto Katheter-Kanülen-Einheit in die V. hepatica vor.

7




Richten Sie die zusammengesetzte Colapinto Katheter-Kanülen-Einheit nach inferior aus und drehen Sie sie nach anterior.




(Die pfeilförmige Griffplatte der Kanüle zeigt die Richtung der Kanülenkrümmung an.)

11




Führen Sie den Newton Führungsdraht in den Pfortaderast ein und sondieren Sie die Hauptpfortader.

12



Schieben Sie den Colapinto Katheter und die Flexor Einführschleuse über den Führungsdraht vor, bis Sie durch den Parenchymtrakt positioniert sind. Schieben Sie den Van Andel Katheter durch den Colapinto Katheter in die Pfortade vor.

13



Mit einem der indizierten interventionellen Verfahren fortfahren.



### Customer Service

**EU Website:** [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)

**EDI:** [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)

**Distributors:** +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)

**Austria:** +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)

**Belgium:** +32 27001633, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)

**Denmark:** +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)

**Finland:** +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)

**France:** +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)

**Germany:** +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)

**Hungary:** +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)

**Ireland:** +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)

**Italy:** +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)

**Netherlands:** +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)

**Norway:** +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)

**Spain:** +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)

**Sweden:** +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)

**Switzerland - French:** +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)

**Switzerland - Italian:** +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)

**Switzerland - German:** +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)

**United Kingdom:** +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

**USA Website:** [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

**EDI:** [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

**Americas:**

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: [orders@cookmedical.com](mailto:orders@cookmedical.com)

**Australia:**

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4