

È tempo di aggiornarsi.

MINC+™

BENCHTOP INCUBATOR



L'incubatore al quale si affidano
le cliniche di IVF da due decenni
è appena stato migliorato.

Abbiamo ascoltato
il feedback degli
utilizzatori per apportare
i miglioramenti più
importanti per loro.



+ Prestazioni affidabili

Gli incubatori da tavolo MINC sono parte integrante della pratica IVF a livello mondiale da 20 anni.

+ Umidificazione

Ogni camera viene umidificata in modo indipendente.

Sulla parte frontale del dispositivo, è possibile osservare le bolle del flusso di gas e il livello di acqua.



+ DishTrace

La piattaforma DishTrace combina le funzionalità del touchscreen dell'incubatore e del software del PC garantendo una vasta gamma di strumenti di gestione dei dati delle piastre.

DishTrace MINC+

DishTrace MINC+ vi permette di accedere alle informazioni e registrarle dal touchscreen sulla console centrale.

- Aggiunta e modifica dei record delle piastre, assegnazione delle posizioni delle piastre e visualizzazione delle impostazioni ambientali.
- Check in e check out delle piastre.



DishTrace PC

Il software DishTrace PC vi permette di monitorare e gestire fino a 50 incubatori MINC+.

- Visualizzazione dello stato corrente e registrazione delle informazioni per un massimo di 50 incubatori MINC+ connessi alla rete locale del PC.
- Aggiunta, modifica, ricerca e visualizzazione dei record di dati per le piastre registrate negli incubatori MINC+ connessi.
- Generazione e visualizzazione grafica della cronologia relativa a piastre, posizioni delle piastre e avvisi e condizioni dell'incubatore.
- Generazione di report di controllo qualità per tutte le attività degli incubatori MINC+ come file PDF o CSV.
- Visualizzazione dei dati delle piastre inseriti attraverso DishTrace MINC+.



*DishTrace agevola la registrazione e la visualizzazione delle posizioni delle piastre all'interno degli incubatori MINC+. Non è destinato a sostituire i protocolli di laboratorio per l'identificazione delle piastre e del relativo contenuto.

+ Capacità

Le camere sono il 50% più grandi rispetto alla precedente generazione di incubatori MINC, potendo alloggiare 12 piastre a 4 pozzetti Nunc®.

La camera di riscaldamento dei terreni contiene 6 provette BD® Falcon®.

+ Caratteristiche di monitoraggio

MINC+ monitora costantemente le funzioni critiche.

Gli avvisi e le icone di stato sono visibili sullo schermo frontale.

+ Massima tranquillità

La vita utile del dispositivo è di 12 anni.

È disponibile un team di assistenza e manutenzione dedicato.

BD è un marchio registrato di Becton, Dickinson and Company. Falcon è un marchio registrato di Corning Incorporated. Nunc è un marchio depositato di Nunc A/S Corporation.

MINC+™

BENCHTOP INCUBATOR

L'incubatore da tavolo MINC+ è destinato all'uso nella tecnologia di riproduzione assistita nell'ambito del trattamento delle pazienti non fertili.

I componenti dell'incubatore MINC+ comprendono:

- Incubatore da tavolo MINC+
- Manuale d'uso MINC+
- Due recipienti di umidificazione monouso
- Tubo connettore armato (lunghezza 3 m)
- Cavo di alimentazione per uso medico
- Unità flash USB con software DishTrace PC
- Cavo Ethernet
- Connettore dell'allarme esterno
- 12 targhette magnetiche per le informazioni delle pazienti
- Raccordo a T per ingresso gas con cappucci protettivi
- Portaprovette
- Copertura per porta USB sul pannello frontale



Per informazioni sulla disponibilità di piani di assistenza e manutenzione, rivolgersi al rappresentante Cook Medical di zona.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Dimensioni mm	Peso kg	Lunghezza m
Incubatore da tavolo MINC+				
G44429	K-MINC-2000	556 L x 197 A x 449 P	23,4	-
Recipiente di umidificazione MINC+				
G47317	K-MINC-2000-HF	-	-	-
Tubo connettore armato				
G53848	K-MINC-BCT-10-300	-	-	3

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Delivery. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Tipo di gas erogato: miscela di CO₂ al 6%, O₂ al 5%, N₂ all'89% (sistema di coltura Cook sul livello del mare) o CO₂ ad elevata purezza al 6% in aria (tolleranze consigliate ±0,2%)

Pressione del gas erogato: 150 kPa ±15 kPa (21,8 psi ±2,2 psi) (1.500 mbar ±150 mbar)

Alimentazione: ingresso universale 100-240 VCA, 50-60 Hz

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4