



MINC+™

BENCHTOP INCUBATOR

Guía de referencia rápida



1



Espera/Encendido



Pulse este botón durante 2 segundos para activar el dispositivo.

2



Activar/desactivar el calentador de la cámara incubadora



- Toque el botón **Desbloquear** durante 2 segundos. La MINC+ emitirá un pitido al tocarlo y la luz de fondo del teclado se encenderá cuando este se active.
- Toque y suelte el botón **Activar/desactivar calentador de la cámara incubadora**. Esto encenderá o apagará la cámara, según el estado actual. El estado aparecerá en la pantalla de visualización de la cámara. Los cambios en el estado de calentamiento se guardarán automáticamente.



3



Aumentar/disminuir la consigna de temperatura de la cámara

- Toque el botón **Desbloquear** durante 2 segundos. La MINC+ emitirá un pitido al tocarlo y la luz de fondo del teclado se encenderá cuando este se active.
- Toque y suelte los botones **Aumentar/disminuir la consigna de temperatura de la cámara** para esa cámara, hasta la pantalla de visualización muestre la consigna de temperatura deseada. La consigna se muestra con texto blanco en la pantalla de visualización de la cámara justo encima de los botones **Aumentar/disminuir la consigna de temperatura**.
- Es posible ajustar la temperatura en incrementos de 0,1 °C dentro del intervalo de 35,0 °C a 40,0 °C. Los nuevos cambios de estado se guardarán automáticamente.



4



Activar/desactivar el control del nivel de agua del frasco


- Toque el botón **Desbloquear** durante 2 segundos. La MINC+ emitirá un pitido al tocarlo y la luz de fondo del teclado se encenderá cuando este se active.
- Toque y suelte el botón **Activar/desactivar supervisión del nivel de agua del matraz del humidificador** para encenderla y apagarla. El icono **Indicador del nivel de agua** mostrará que la supervisión del agua está activada y la cantidad de agua que hay en el matraz del humidificador. El estado se guardará automáticamente.




Activar/desactivar el flujo de gases



Activación del flujo de gases

- Toque el botón **Desbloquear** durante 2 segundos. La MINC+ emitirá un pitido al tocarlo y la luz de fondo del teclado se encenderá cuando este se active.
- Toque y suelte el botón de **Activar/desactivar el flujo de gas** para activar o desactivar el flujo. Cuando esté activado, la pantalla de estado de la cámara mostrará inicialmente el icono de **purga del flujo de gas** , lo que indica que el flujo está activado. La MINC+ comenzará un ciclo de purga de gases durante aproximadamente 3 minutos y luego comenzará a funcionar con un flujo normal. El estado se guardará automáticamente.

Apagado del flujo de gases

- Toque el botón **Desbloquear** durante 2 segundos. La MINC+ emitirá un pitido al tocarlo y la luz de fondo del teclado se encenderá cuando este se active.
- Pulse y suelte el botón de **Activar/desactivar el flujo de gas**. La pantalla de estado de la cámara mostrará el icono de **Flujo de gas desactivado** , que indica que el flujo está desactivado para esa cámara. El estado se guardará automáticamente.



6 Pantalla táctil de la consola central

Esta es la interfaz para el programa informático DishTrace MINC+.

7 Puerto USB

Este es el puerto USB para descargar datos e información de las placas y para actualizar el programa informático DishTrace MINC+.

8 Desbloqueo del teclado

Desbloquee el teclado presionando el botón **Desbloquear** durante 2 segundos. La MINC+ emitirá un pitido al tocarlo y la luz de fondo del teclado se encenderá cuando este se active. El teclado permanecerá activo durante 5 segundos y se bloqueará después de la última entrada.



9

Frascos humidificadores

Se incluye un frasco humidificador estéril y desechable para cada cámara incubadora. Los matraces cuentan con retroiluminación para que los usuarios vean el nivel de agua y las burbujas de gas que pasan a través del agua. Consulte la lista de componentes y las instrucciones de instalación del matraz del humidificador en las instrucciones de uso.

10

Pestillo de la tapa de la cámara

Un pestillo asegura la tapa de cada cámara de la incubadora MINC+.

11

Puerto para la salida de gases

El puerto permite la extracción del gas de cada cámara.



12

Cámara de calentamiento de los medios de cultivo

Se usa esta cámara sin gases para calentar y mantener una temperatura estable de los tubos de ensayo con el aceite y los medios de cultivo para FIV. Los tubos deben taparse mientras estén en la cámara de calentamiento de los medios de cultivo.

13

Luces de la cámara de calentamiento de los medios de cultivo

Estas luces indican el estado de la temperatura de la CMM.

- La luz verde indica que la CMM está a $\pm 0,5$ °C de la temperatura del punto de referencia.
- La luz ámbar indica que la CMM se está equilibrando a la temperatura o dentro de $\pm 0,5$ °C a ± 1 °C de la temperatura del punto de referencia durante su funcionamiento normal.
- La luz roja indica que la CMM está fuera del intervalo de temperatura del punto de referencia en más de ± 1 °C.



Instalación del frasco humidificador



Consulte las instrucciones de uso para obtener información detallada sobre las indicaciones, las contraindicaciones, las advertencias y las precauciones.



MINC+™

BENCHTOP INCUBATOR

Es posible que algunos productos o números de referencia no estén disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local de Cook o con el departamento de atención al cliente para obtener más información.

Puede encontrar información sobre los riesgos de cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu

EDI: cookmedical.eu/edi

Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com

Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com

Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com

Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com

France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com

Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com

Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com

Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com

Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com

Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com

Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com

Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com

Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com

Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com

Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com

Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com

United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4