



MINC+™

BENCHTOP INCUBATOR

Guida di riferimento rapido



1



Standby/Accesso



Tenere premuto questo pulsante per 2 secondi per attivare il dispositivo.

2



Abilita/disabilita il riscaldatore della camera dell'incubatrice



- Toccare il pulsante **Sblocca** per 2 secondi. MINC+ emette un segnale acustico al tocco e la retroilluminazione del tastierino si accende quando il tastierino è attivo.
- Toccare per rilasciare il pulsante **Abilita/disabilita il riscaldatore della camera dell'incubatrice**. In questo modo si accende o spegne la camera, a seconda dello stato attuale. Lo stato viene visualizzato sulla schermata del display della camera. Le nuove modifiche allo stato di riscaldamento vengono salvate automaticamente.



3



Aumenta/diminuisci il punto di impostazione della temperatura della camera

- Toccare il pulsante **Sblocca** per 2 secondi. MINC+ emette un segnale acustico al tocco e la retroilluminazione del tastierino si accende quando il tastierino è attivo.
- Toccare e rilasciare i pulsanti **Aumenta/diminuisci il punto di impostazione della temperatura della camera** per la camera fino a che non viene visualizzato il punto di impostazione desiderato per temperatura della camera sul display della camera. Il punto di impostazione è visualizzato sul display della camera in testo bianco immediatamente sopra ai pulsanti **Aumenta/diminuisci il punto di impostazione della temperatura**.
- La temperatura può essere regolata con incrementi di 0,1 °C in un intervallo compreso tra 35,0 °C e 40,0 °C. Le nuove modifiche allo stato vengono salvate automaticamente.



4



Abilita/disabilita il monitoraggio del livello dell'acqua del recipiente


- Toccare il pulsante **Sblocca** per 2 secondi. MINC+ emette un segnale acustico al tocco e la retroilluminazione del tastierino si accende quando il tastierino è attivo.
- Toccare e rilasciare il pulsante **Abilita/disabilita il monitoraggio del livello dell'acqua del recipiente di umidificazione** per accenderlo o spegnerlo. L'icona dell'**indicatore del livello dell'acqua** mostra che il monitoraggio del livello dell'acqua è abilitato e la quantità di acqua nel recipiente di umidificazione. Lo stato viene salvato automaticamente.




Abilita/disabilita flusso di gas



Attivazione del flusso di gas.

- Toccare il pulsante **Sblocca** per 2 secondi. MINC+ emette un segnale acustico al tocco e la retroilluminazione del tastierino si accende quando il tastierino è attivo.
- Toccare e rilasciare il pulsante **Abilita/disabilita flusso di gas** per attivare o disattivare la funzione. Quando è attivata, la schermata di stato della camera inizialmente visualizzerà l'icona dell'**eliminazione del flusso di gas** , indicando che il flusso di gas è abilitato. MINC+ esegue un ciclo di purificazione del gas per circa 3 minuti, quindi inizia a funzionare a flusso normale. Lo stato viene salvato automaticamente.

Disattivare il flusso di gas

- Toccare il pulsante **Sblocca** per 2 secondi. MINC+ emette un segnale acustico al tocco e la retroilluminazione del tastierino si accende quando il tastierino è attivo.
- Toccare e rilasciare il pulsante **Abilita/disabilita flusso di gas**. La schermata di stato della camera mostra l'icona **Flusso di gas disabilitato** , indicando che il flusso di gas è disabilitato per questa camera. Lo stato viene salvato automaticamente.



6 Touchscreen console centrale

Questa è l'interfaccia per il software DishTrace MINC+.

7 Porta USB

Questa è la porta USB per il download dei dati e delle informazioni sulla piastra e degli aggiornamenti del software DishTrace MINC+.

8 Sblocco tastierino

Sbloccare il tastierino tenendo premuto il pulsante **Sblocca** per 2 secondi. MINC+ emette un segnale acustico al tocco e la retroilluminazione del tastierino si accende quando il tastierino è attivo. Il tastierino rimarrà attivo per 5 secondi e si bloccherà dopo l'ultimo inserimento.



9

Recipienti di umidificazione

Per ogni camera di incubazione, viene fornito un recipiente di umidificazione monouso sterile. I recipienti sono retroilluminati per consentire all'utente di visualizzare il livello dell'acqua e delle bolle di gas che passano attraverso l'acqua. Consultare l'elenco dei componenti dei recipienti di umidificazione e le istruzioni per l'installazione nelle IFU.

10

Fermo del coperchio della camera

Un fermo fissa il coperchio di ciascuna camera dell'incubatrice MINC+.

11

Porta di uscita del gas

Una porta consente al gas di uscire da ogni camera.



12

Camera di riscaldamento dei mezzi (MWC)

Questa camera senza gas è usata per riscaldare e mantenere a temperatura stabile le provette e i mezzi per la fecondazione in vitro e l'olio. Le provette devono essere tappate quando si trovano nella camera di riscaldamento dei mezzi.

13

Spie della camera di riscaldamento dei mezzi


Queste spie indicano lo stato della temperatura della MWC.

- Il colore verde indica che la MWC è entro $\pm 0,5$ °C dal punto di impostazione della temperatura.
- Il colore ambra indica che la MWC si sta equilibrando alla temperatura o è entro un intervallo compreso tra $\pm 0,5$ °C e ± 1 °C dal punto di impostazione della temperatura durante il normale funzionamento.
- Il colore rosso indica che la MWC è fuori dall'intervallo del punto di impostazione della temperatura di oltre ± 1 °C.



Componenti del recipiente di umidificazione

- a Serbatoio del recipiente di umidificazione
- b Fermo del recipiente di umidificazione
- c Alloggio della guarnizione del recipiente di umidificazione
- d Manicotto del filtro del recipiente di umidificazione
- e Imbuto monouso
- f Raccordo a T per il recipiente di umidificazione
- g Clip di supporto temporanea utilizzata quando si riempie il recipiente



Installazione del recipiente di umidificazione



Per indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni dettagliate, consultare le Istruzioni per l'uso (IFU).



MINC+™

BENCHTOP INCUBATOR

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al Servizio clienti.

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu

EDI: cookmedical.eu/edi

Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com

Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com

Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com

Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com

France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com

Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com

Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com

Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com

Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com

Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com

Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com

Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com

Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com

Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com

Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com

Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com

United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4