




Posizionamento sempre preciso per la ventilazione di un solo polmone



ENDOBONCHIAL
BLOCKER SETS



Arndt

ENDOBONCHIAL BLOCKER


Il set per bloccaggio endobronchiale Arndt è previsto per l'intubazione differenziale di un bronco del paziente allo scopo di isolare il polmone sinistro o il polmone destro per le procedure che richiedono la ventilazione di un solo polmone. Il dispositivo di bloccaggio endobronchiale Arndt da 5 Fr è indicato per le popolazioni pediatriche, in bambini di un anno e più. Tutte le altre misure sono previste esclusivamente per l'uso su pazienti adulti.

- L'ansa di guida regolabile è accoppiata a un broncoscopio di dimensioni appropriate per consentire un posizionamento sempre preciso.
- Il palloncino a bassa pressione e a elevato volume crea una superficie di contatto con la parete bronchiale più interna, riducendo al minimo i potenziali traumi al bronco.
- Gli indicatori di riferimento mostrano lo stato di avanzamento del dispositivo.
- L'adattatore per aspirazione incluso nel set fornisce un altro metodo di deflazione del polmone.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Lunghezza del catetere cm	Diametro ETT* mm consigliato	Volume di gonfiaggio medio del palloncino mL	Configurazione del palloncino
Set per bloccaggio endobronchiale Arndt						
G44109	C-AEBS-5.0-50-SPH-AS	5	50	≥ 4,5	0,5 - 2,0	Sferico per paziente pediatrico
G44114	C-AEBS-7.0-65-SPH-AS	7	65	≥ 6,0	2,0 - 6,0	Sferico per paziente adulto
G44120	C-AEBS-9.0-78-SPH-AS	9	78	≥ 7,5	4,0 - 8,0	Sferico per paziente adulto

*Tubo endotracheale

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Delivery. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.



Cohen

ENDOBONCHIAL BLOCKER

Il set con dispositivo di bloccaggio endobronchiale Cohen è previsto per l'intubazione differenziale di un bronco del paziente allo scopo di isolare il polmone sinistro o il polmone destro per le procedure che richiedono la ventilazione di un solo polmone. Il prodotto è previsto per l'uso da parte di medici opportunamente addestrati ed esperti nella ventilazione di un solo polmone. Per il posizionamento dei dispositivi di bloccaggio endobronchiali devono essere adottate tecniche standard.

- L'esclusiva punta deflettente offre un ampio range di movimento per far avanzare con precisione il dispositivo di bloccaggio sotto guida broncoscopica.
- Il palloncino a bassa pressione e a elevato volume crea una superficie di contatto con la parete bronchiale più interna, riducendo al minimo i potenziali traumi al bronco.
- Gli indicatori di riferimento offrono indicazioni visive segnalando lo stato di avanzamento del dispositivo.
- L'adattatore per aspirazione incluso nel set fornisce un altro metodo di deflazione del polmone.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Lunghezza del catetere cm	Diametro ETT* mm consigliato	Volume di gonfiaggio medio del palloncino mL	Configurazione del palloncino
Set con dispositivo di bloccaggio endobronchiale Cohen						
G44122	C-AEBTS-9.0-65-SPH-AS	9	65	≥ 7,0	6,0 - 9,0	Sferico per paziente adulto

*Tubo endotracheale

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Delivery. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



'CC, URO-A4