


Shiley™ flexible Trachealkanüle für Erwachsene



Merkmale und Vorteile

- Die Spitze mit Schliff vereinfacht die perkutane Einführung.
- Die TaperGuard-Manschette verringert den Flüssigkeitsaustritt bei einem im Vergleich zur Shiley DCT geringeren Manschettendruck um 96 %.*
- Die Kanüle passt sich der Anatomie des Patienten an. Hierzu ist sie mit einem transparenten weichen Flansch ausgestattet, der einen Luftstrom um das Stoma ermöglicht.*

Kundenservice

Wenden Sie sich bei Fragen oder zur **Nachbestellung** der einzelnen Trachealkanülen bitte an den **Kundendienst von Medtronic**.

Shiley und TaperGuard sind Marken eines Medtronic-Unternehmens.

Die Blue Rhino® G2-Multi Einführsets für die perkutane Tracheotomie passen optimal zu den Shiley flexiblen Trachealkanülen für Erwachsene.


Empfohlene Größen des seriellen Dilatators und zugehörige Trachealkanülen

| Serieller Dilatator | Kompatible Trachealkanülengrößen nach ISO-Norm |
|---------------------|--|
| 6,5 mm | 6,5 mm |
| 7,0 mm | 7,0 mm |
| 7,5 mm | 7,5 mm |
| 8,0 mm | 8,0 mm |
| 8,5 mm | 8,5 mm |
| 9,0 mm | 9,0 mm |
| 10 mm | 10 mm |

Kompatibilitätstests wurden mit Shiley flexiblen und Shiley flexiblen Evac-Trachealkanülen durchgeführt. Bei Verwendung einer anderen Trachealkanüle von geeigneter Größe sicherstellen, dass die Spitze der Trachealkanüle eng anliegend auf dem Dilatator sitzt.

* Testbericht zu den Produktversprechen der Shiley Flexiblen Trachealkanüle für Erwachsene mit TaperGuard-Manschette und innerer Einwegkanüle. 10122514, Revision C (2014).

Shiley™ flexible Evac-Trachealkanüle für Erwachsene



Merkmale und Vorteile

- Die Kanüle ermöglicht die Aspiration von Sekreten über der Manschette.
- Die Spitze mit Schliff vereinfacht die perkutane Einführung.
- Die TaperGuard-Manschette verringert den Flüssigkeitsaustritt bei einem im Vergleich zur Shiley DCT geringeren Manschettendruck um 96 %.*
- Die Kanüle passt sich der Anatomie des Patienten an. Hierzu ist sie mit einem transparenten weichen Flansch ausgestattet, der einen Luftstrom um das Stoma ermöglicht.*

Kundenservice

Wenden Sie sich bei Fragen oder zur **Nachbestellung** der einzelnen Trachealkanülen bitte an den **Kundendienst von Medtronic**.

Shiley und TaperGuard sind Marken eines Medtronic-Unternehmens.

Die Blue Rhino® G2-Multi Einführsets für die perkutane Tracheotomie passen optimal zu den Shiley flexiblen Trachealkanülen für Erwachsene.

Empfohlene Größen des seriellen Dilatators und zugehörige Trachealkanülen

| Serieller Dilatator | Kompatible Trachealkanülengrößen nach ISO-Norm |
|---------------------|--|
| 6,5 mm | 6,5 mm |
| 7,0 mm | 7,0 mm |
| 7,5 mm | 7,5 mm |
| 8,0 mm | 8,0 mm |
| 8,5 mm | 8,5 mm |
| 9,0 mm | 9,0 mm |
| 10 mm | 10 mm |

Kompatibilitätstests wurden mit Shiley flexiblen und Shiley flexiblen Evac-Trachealkanülen durchgeführt. Bei Verwendung einer anderen Trachealkanüle von geeigneter Größe sicherstellen, dass die Spitze der Trachealkanüle eng anliegend auf dem Dilatator sitzt.

* Testbericht zu den Produktversprechen der Shiley flexiblen Trachealkanüle für Erwachsene mit TaperGuard-Manschette und innerer Einwegkanüle. 10122514, Revision C (2014).