


# Cánula traqueal flexible para adultos Shiley™



## Características y ventajas

- La punta biselada está diseñada para facilitar la inserción percutánea.
- El balón TaperGuard reduce la fuga de líquido en un 96 %, a una presión del balón más baja que con Shiley DCT.\*
- La cánula está diseñada para adaptarse a la estructura anatómica del paciente con una copa blanda y transparente que puede facilitar el flujo de aire alrededor del estoma.\*

### Servicio de atención al cliente

Si desea realizar cualquier pregunta o **volver a solicitar** cánulas traqueales, póngase en contacto con **el servicio de atención al cliente de Medtronic**.

*Shiley y TaperGuard son marcas comerciales de una empresa propiedad de Medtronic.*

**Los equipos y bandejas de introductores para traqueostomía percutánea Blue Rhino® G2-Multi se han diseñado para crear un ajuste óptimo con las cánulas traqueales flexibles para adultos Shiley.**


Tamaños recomendados del dilatador de carga y de las cánulas traqueales asociadas

Dilatador de carga	Tamaños de cánulas traqueales que admite la norma ISO
6,5 mm	6,5 mm
7,0 mm	7,0 mm
7,5 mm	7,5 mm
8,0 mm	8,0 mm
8,5 mm	8,5 mm
9,0 mm	9,0 mm
10 mm	10 mm

Se han realizado pruebas de compatibilidad con las cánulas traqueales Shiley flex y Shiley evac. Cuando utilice otra cánula traqueal de tamaño adecuado, asegúrese de que la punta de la cánula encaje perfectamente en el dilatador.

\* Cánula traqueal flexible para adultos Shiley, con balón TaperGuard, informe de prueba de reclamaciones de la cánula interior desechable. 10122514, revisión C (2014).

# Cánula traqueal Shiley™ de evacuación flexible para adultos



## Características y ventajas

- La cánula está diseñada para permitir la eliminación de secreciones por encima del manguito/balón.
- La punta biselada está diseñada para facilitar la inserción percutánea.
- El balón TaperGuard reduce la fuga de líquido en un 96 %, a una presión del balón más baja que con Shiley DCT.\*
- La cánula está diseñada para adaptarse a la estructura anatómica del paciente con una copa blanda y transparente que puede facilitar el flujo de aire alrededor del estoma.\*

### Servicio de atención al cliente

Si desea realizar cualquier pregunta o **volver a solicitar** cánulas traqueales, póngase en contacto con **el servicio de atención al cliente de Medtronic**.

*Shiley y TaperGuard son marcas comerciales de una empresa propiedad de Medtronic.*

**Los equipos y bandejas de introductores para traqueostomía percutánea Blue Rhino® G2-Multi se han diseñado para crear un ajuste óptimo con las cánulas traqueales flexibles para adultos Shiley.**

Tamaños recomendados del dilatador de carga y de las cánulas traqueales asociadas

Dilatador de carga	Tamaños de cánulas traqueales que admite la norma ISO
6,5 mm	6,5 mm
7,0 mm	7,0 mm
7,5 mm	7,5 mm
8,0 mm	8,0 mm
8,5 mm	8,5 mm
9,0 mm	9,0 mm
10 mm	10 mm

Se han realizado pruebas de compatibilidad con las cánulas traqueales Shiley Flex y Shiley Evac. Cuando utilice otra cánula traqueal de tamaño adecuado, asegúrese de que la punta de la cánula encaje perfectamente en el dilatador.

\* Cánula traqueal flexible para adultos Shiley, con balón TaperGuard, informe de prueba de reclamaciones de la cánula interior desechable. 10122514, revisión C (2014).