


Cannula tracheostomica flessibile per adulti Shiley™



Caratteristiche e vantaggi

- La punta a becco di flauto è progettata per agevolare l'inserimento percutaneo.
- La cuffia TaperGuard riduce la perdita di liquidi del 96% a una pressione della cuffia inferiore rispetto alla cannula Shiley DCT.*
- La cannula è progettata per adattarsi all'anatomia del paziente con una flangia morbida e trasparente, che può favorire il flusso d'aria attorno allo stoma.*

Servizio clienti

In caso di domande o per il **riordino** di singole cannule tracheostomiche, contattare il **servizio clienti di Medtronic**.

Shiley e TaperGuard sono marchi di una società Medtronic.

I set standard e set completi con introduttore per tracheostomia percutanea Blue Rhino® G2-Multi sono stati progettati per garantire una compatibilità ottimale con le cannule tracheostomiche flessibili per adulti Shiley.


Dimensioni consigliate del dilatatore di inserimento e delle cannule tracheostomiche associate

Dilatatore di inserimento	Dimensioni delle cannule tracheostomiche conformi agli standard ISO compatibili
6,5 mm	6,5 mm
7,0 mm	7,0 mm
7,5 mm	7,5 mm
8,0 mm	8,0 mm
8,5 mm	8,5 mm
9,0 mm	9,0 mm
10 mm	10 mm

I test di compatibilità sono stati eseguiti con cannule tracheostomiche Shiley flessibili e Shiley Evac. Se si utilizza un'altra cannula tracheostomica di dimensioni idonee, verificare che la punta della cannula tracheostomica si adatti al dilatatore.

*Secondo il report dei test con cannula tracheostomica flessibile per adulti Shiley con cuffia TaperGuard, cannula interna monouso. 10122514, revisione C (2014).

Cannula tracheostomica flessibile per adulti Shiley™ Evac



Caratteristiche e vantaggi

- La cannula è progettata per consentire la rimozione delle secrezioni al di sopra della cuffia.
- La punta a becco di flauto è progettata per agevolare l'inserimento percutaneo.
- La cuffia TaperGuard riduce la perdita di liquidi del 96% a una pressione della cuffia inferiore rispetto alla cannula Shiley DCT.*
- La cannula è progettata per adattarsi all'anatomia del paziente con una flangia morbida e trasparente, che può favorire il flusso d'aria attorno allo stoma.*

Servizio clienti

In caso di domande o per il **riordino** di singole cannule tracheostomiche, contattare **il servizio clienti di Medtronic**.

Shiley e TaperGuard sono marchi di una società Medtronic.

I set standard e set completi con introduttore per tracheostomia percutanea Blue Rhino® G2-Multi sono stati progettati per garantire una compatibilità ottimale con le cannule tracheostomiche flessibili per adulti Shiley.

Dimensioni consigliate del dilatatore di inserimento e delle cannule tracheostomiche associate

Dilatatore di inserimento	Dimensioni delle cannule tracheostomiche conformi agli standard ISO compatibili
6,5 mm	6,5 mm
7,0 mm	7,0 mm
7,5 mm	7,5 mm
8,0 mm	8,0 mm
8,5 mm	8,5 mm
9,0 mm	9,0 mm
10 mm	10 mm

I test di compatibilità sono stati eseguiti con cannule tracheostomiche Shiley flessibili e Shiley Evac. Se si utilizza un'altra cannula tracheostomica di dimensioni idonee, verificare che la punta della cannula tracheostomica si adatti al dilatatore.
*Secondo il report dei test con cannula tracheostomica flessibile per adulti Shiley con cuffia TaperGuard, cannula interna monouso. 10122514, revisione C (2014).