


Giętka rurka tracheostomijna Shiley™ dla dorosłych



Cechy i zalety produktu

- Ściętą skośnie końcówkę opracowano pod kątem ułatwienia wprowadzania przezskórnego.
- Mankiet TaperGuard zmniejsza wyciek płynu o 96% przy niższych ciśnieniach napełnienia w porównaniu z rurką tracheostomijną Shiley DCT.*
- Rurka dopasowuje się do anatomii pacjenta dzięki przezroczystemu miękkiemu kołnierzowi, który zapewnia przepływ powietrza wokół stomii.*

Obsługa klientów

W razie pytań lub w celu **ponownego zamówienia** poszczególnych rurek tracheostomijnych należy się skontaktować z **działem obsługi klienta firmy Medtronic.**

Shiley oraz TaperGuard są znakami towarowymi firmy Medtronic.

Zestawy i tace introduktora Blue Rhino® G2-Multi do tracheostomii przezskórnej opracowano w celu zapewnienia optymalnego dopasowania do giętkich rurek tracheostomijnych Shiley dla dorosłych.


Zalecane rozmiary rozszerzaczy ładujących oraz odpowiednich rurek tracheostomijnych

Rozmiar rozszerzacza ładującego	Rozmiar rurki tracheostomijnej zgodnej z normą ISO
6,5 mm	6,5 mm
7,0 mm	7,0 mm
7,5 mm	7,5 mm
8,0 mm	8,0 mm
8,5 mm	8,5 mm
9,0 mm	9,0 mm
10 mm	10 mm

Badania kompatybilności przeprowadzono z użyciem giętkich rurek tracheostomijnych Shiley oraz rurek tracheostomijnych Shiley wyposażonych w kanał do odsysania. W przypadku korzystania z innej rurki tracheostomijnej o odpowiednio dobranym rozmiarze należy upewnić się, że końcówka rurki ściśle przylega do rozszerzacza po nałożeniu.

* Wyniki testu konsumenckiego giętkiej rurki tracheostomijnej Shiley z mankiem TaperGuard dla dorosłych i jednorazową kaniulą wewnętrzną. 10122514, wersja C (2014).

Giętka rurka tracheostomijna Shiley™ dla dorosłych z kanałem do odsysania



Cechy i zalety produktu

- Rurkę opracowano z myślą o możliwości usuwania wydzielin powyżej mankietu.
- Ściętą skośnie końcówkę opracowano pod kątem ułatwiania wprowadzania przezskórnego.
- Mankiet TaperGuard zmniejsza wyciek płynu o 96% przy niższych ciśnieniach napełnienia w porównaniu z rurką tracheostomijną Shiley DCT.*
- Rurka dopasowuje się do anatomii pacjenta dzięki przezroczystemu miękkiemu kołnierzowi, który zapewnia przepływ powietrza wokół stomii.*

Obsługa klientów

W razie pytań lub w celu **ponownego zamówienia** poszczególnych rurek tracheostomijnych należy się skontaktować z **działem obsługi klienta firmy Medtronic.**

Shiley oraz TaperGuard są znakami towarowymi firmy Medtronic.

Zestawy i tace introduktora Blue Rhino® G2-Multi do tracheostomii przezskórnej opracowano w celu zapewnienia optymalnego dopasowania do giętkich rurek tracheostomijnych Shiley dla dorosłych.

Zalecane rozmiary rozszerzaczy ładujących oraz odpowiednich rurek tracheostomijnych

Rozmiar rozszerzacza ładującego	Rozmiar rurki tracheostomijnej zgodnej z normą ISO
6,5 mm	6,5 mm
7,0 mm	7,0 mm
7,5 mm	7,5 mm
8,0 mm	8,0 mm
8,5 mm	8,5 mm
9,0 mm	9,0 mm
10 mm	10 mm

Badania kompatybilności przeprowadzono z użyciem giętkich rurek tracheostomijnych Shiley oraz rurek tracheostomijnych Shiley wyposażonych w kanał do odsysania. W przypadku korzystania z innej rurki tracheostomijnej o odpowiednio dobranym rozmiarze należy upewnić się, że końcówka rurki ściśle przylega do rozszerzacza po nałożeniu.

* Wyniki testu konsumenckiego giętkiej rurki tracheostomijnej Shiley z mankiem TaperGuard dla dorosłych i jednorazową kaniulą wewnętrzną. 10122514, wersja C (2014).