

Von der Zytologie bis zur Histologie: erweiterte moderne EBUS- Diagnoseverfahren



EchoTip ProCore®

ENDOBONCHIAL HD ULTRASOUND BIOPSY NEEDLE


Cook hat als eines der ersten Unternehmen das klinische Potenzial endobronchialer Ultraschall(EBUS)-Verfahren erkannt. Daher haben wir unsere Fachkompetenz und marktführende Stellung im Bereich Ultraschallnadeln gezielt dafür eingesetzt, ein breites Spektrum an EchoTip ProCore EBUS-Nadeln zu entwickeln, die Ihren Anforderungen an den endobronchialen Ultraschall gerecht werden. Heute lassen sich mit EBUS-Verfahren zytologische und histologische Informationen gewinnen – selbst in der schwierigen Hilusregion der Lunge. Unser Ziel ist einfach: Ihnen die histologischen Informationen zu liefern, die Sie benötigen, um eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen.




Olympus



Pentax



25 Gauge



22 Gauge

EchoTip ProCore®

ENDBRONCHIAL HD ULTRASOUND BIOPSY NEEDLE

Zum Einsatz mit Olympus: Zur Verwendung mit einem Ultraschallbronchoskop für die Feinnadelbiopsie (FNB) von submukösen und extramuralen Läsionen bzw. entsprechendem Gewebe in oder neben dem Tracheobronchialbaum oder Magen-Darm-Trakt.

Zum Einsatz mit Pentax: Zur Verwendung mit einem Ultraschallbronchoskop für die Feinnadelbiopsie (FNB) von submukösen und extramuralen Läsionen bzw. entsprechendem Gewebe in oder neben dem Tracheobronchialbaum.

Das Einmalprodukt wird steril geliefert und ist nicht wiederverwendbar.

- Die Nadel verfügt über eine Probenfalle, die Gewebe in der empfindlichen pulmonalen Region aufnimmt.
- Die High-Definition-Technologie mit Vertiefungsmuster gewährleistet eine außergewöhnliche Sichtbarkeit der Nadel.
- Der natürlich geformte Griff ermöglicht eine genaue Nadelsteuerung und bietet Stabilität.
- Die Länge der Schleuse ist verstellbar.
- Bei Bronchoskopen mit einem Luer-Metallansatz ermöglicht der abnehmbare Schleuseneinsteller die direkte Befestigung am Endoskop.
- Bei Bronchoskopen mit einem Nicht-Luer-Metallansatz ermöglicht der robuste Endoskopadapter Folgendes:
 - Sichere Verbindung und Stabilität während des Verfahrens
 - Absaug- und Injektionsmöglichkeiten aufgrund des luftdichten Ventils

Bestellnummer	Referenznummer	Nadel Gauge	Schleuse Fr	Einstellbare Nadelausfahr-länge cm	Spitze des Mandrins	Mindest-durchmesser des Arbeitskanals mm
G34281	ECHO-HD-22-EBUS-O-C*	22	4,1	0-5	versenkte Kugelspitze	2
G34279	ECHO-HD-22-EBUS-P-C**	22	4,1	0-5	versenkte Kugelspitze	2
G34282	ECHO-HD-25-EBUS-O-C*	25	4,1	0-5	abgeschrägt	2
G34280	ECHO-HD-25-EBUS-P-C**	25	4,1	0-5	abgeschrägt	2

* Die Nadel wird an einem Endoskopadapter eines Olympus endobronchialen Ultraschallendoskops mit einem Nicht-Luer-Metallansatz befestigt.

** Die Nadel wird an einem Luer-Metallansatz eines Pentax endobronchialen Ultraschallendoskops befestigt.

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4