

De la citología a la histología: dé un impulso a sus procedimientos diagnósticos con EBUS.



EchoTip ProCore[®]

ENDOBONCHIAL HD ULTRASOUND BIOPSY NEEDLE


En Cook, somos de los primeros en reconocer el impacto clínico de los procedimientos con ecografía endobronquial (EBUS). Por eso, hemos centrado nuestros conocimientos especializados como líderes del mercado en agujas de ecografía en crear una amplia gama de agujas de EBUS EchoTip ProCore destinadas a satisfacer sus necesidades. Ahora puede obtener muestras para citología e histología en los procedimientos con EBUS, incluso en la complicada región hiliar pulmonar. Nuestro objetivo es sencillo: proporcionarle la información histológica que necesita para que pueda proporcionar la mejor asistencia sanitaria.




Olympus



Pentax



Calibre 25 G



Calibre 22 G

EchoTip ProCore®

ENDBRONCHIAL HD ULTRASOUND BIOPSY NEEDLE

Para uso con Olympus: se utiliza con un ecobroncoscopio para biopsia con aguja fina (FNB) de lesiones o tejidos submucosos y extraparietales situados dentro del árbol traqueobronquial o del tracto digestivo, o adyacentes a estos.

Para uso con Pentax: se utiliza con un ecobroncoscopio para biopsia con aguja fina (FNB) de lesiones o tejidos submucosos y extraparietales situados dentro del árbol traqueobronquial, o adyacentes a este.

Este producto se suministra en condiciones estériles y es desechable. Este producto de un solo uso no está diseñado para ser reutilizado.

- La aguja dispone de un sistema de trampa diseñado para obtener tejido en esta zona pulmonar tan delicada.
- Cuenta con un patrón de hoyuelos de alta definición para aportar visibilidad a la aguja.
- El mango de diseño ergonómico facilita el control y la estabilidad de la aguja.
- La longitud de la vaina es ajustable.
- En endoscopios con conectores Luer metálicos, el ajustador de vaina extraíble permite una conexión directa con el endoscopio.
- En endoscopios con conectores no Luer metálicos, el diseño robusto del adaptador para endoscopio proporciona:
 - una conexión segura y estabilidad durante el procedimiento;
 - capacidad de aspiración e inyección gracias a la válvula hermética.

Referencia	Referencia de producto	Calibre de la aguja	Vaina Fr	Extensión de la aguja ajustable cm	Punta del estilete	Diámetro mínimo del canal de accesorios mm
G34281	ECHO-HD-22-EBUS-O-C*	22	4,1	0-5	punta de bola con rebaje	2
G34279	ECHO-HD-22-EBUS-P-C**	22	4,1	0-5	punta de bola con rebaje	2
G34282	ECHO-HD-25-EBUS-O-C*	25	4,1	0-5	biselada	2
G34280	ECHO-HD-25-EBUS-P-C**	25	4,1	0-5	biselada	2

* La aguja se conecta a un adaptador de endoscopio en un ecoendoscopio endobronquial Olympus con un conector no Luer metálico.

** La aguja se conecta al conector Luer metálico en un ecoendoscopio endobronquial Pentax.

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4