

Da citologia à histologia: Aprimore os seus procedimentos de diagnóstico por EBUS.



EchoTip ProCore[®]

ENDOBONCHIAL HD ULTRASOUND BIOPSY NEEDLE


Na Cook, fomos dos primeiros a reconhecer o impacto clínico da ecoendoscopia brônquica (EBUS). Por isso, centrámos a nossa experiência, enquanto líderes de mercado em agulhas de ultrassons, na criação de uma gama completa de agulhas EchoTip ProCore para EBUS que se alinham com as suas necessidades. Agora, é possível obter amostras de citologia e histologia através dos procedimentos EBUS, mesmo na exigente região hilar pulmonar. O nosso objetivo é simples: fornecer-lhe informação histológica que o ajude a prestar os melhores cuidados aos doentes.




Olympus



Pentax



Calibre 25



Calibre 22

EchoTip ProCore®

ENDBRONCHIAL HD ULTRASOUND BIOPSY NEEDLE

Para utilização com Olympus: utilizado com um broncoscópico de ultrassons para biopsia por agulha fina (FNB, do inglês "fine needle biopsy") de lesões submucosas e extramurais, ou de tecidos localizados na árvore traqueobrônquica ou no trato gastrointestinal, ou adjacentes aos mesmos.

Para utilização com Pentax: utilizado com um broncoscópico de ultrassons para biopsia por agulha fina (FNB) de lesões submucosas e extramurais, ou de tecido na árvore traqueobrônquica ou adjacente à mesma.

Este dispositivo é fornecido estéril e é descartável. Este dispositivo de uso único não foi concebido para ser reutilizado.

- A agulha inclui uma zona de colheita de núcleo concebida para receber tecido na delicada área pulmonar.
- Apresenta um padrão de depressões de alta definição, para melhorar a visibilidade da agulha.
- O punho com um formato natural proporciona controlo e estabilidade da agulha.
- O comprimento da bainha é ajustável.
- Em endoscópios com conectores Luer metálicos, o mecanismo de ajuste da bainha removível permite a ligação direta ao endoscópio.
- Em endoscópios com conectores metálicos não Luer, o design robusto do adaptador de endoscópio permite:
 - Ligação segura e estabilidade durante o procedimento
 - Capacidade de sucção e injeção, graças à válvula hermética

Número de encomenda	Número de referência	Calibre da agulha	Bainha Fr	Extensão da agulha ajustável cm	Ponta do estilete	Diâmetro mínimo do canal acessório mm
G34281	ECHO-HD-22-EBUS-O-C*	22	4,1	0-5	ponta esférica recuada	2
G34279	ECHO-HD-22-EBUS-P-C**	22	4,1	0-5	ponta esférica recuada	2
G34282	ECHO-HD-25-EBUS-O-C*	25	4,1	0-5	com bisel	2
G34280	ECHO-HD-25-EBUS-P-C**	25	4,1	0-5	com bisel	2

*A agulha encaixa no adaptador de endoscópio do Endoscópio para ecoendoscopia brônquica com conector metálico não Luer Olympus.

**A agulha encaixa no conector Luer metálico do Endoscópio para ecoendoscopia brônquica Pentax.

Determinados produtos ou referências podem não estar disponíveis em todos os mercados. Para mais informações, contacte o seu representante local da Cook ou o Apoio ao Cliente e Distribuição. Consulte a informação sobre os riscos do produto nas Instruções de Utilização em cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4