

Erweiterte Diagnosefähigkeiten




EchoTip Ultra®

ENDOBONCHIAL HD ULTRASOUND NEEDLE

Die EchoTip Ultra endobronchiale HD-Ultraschallnadel von Cook ermöglicht eine bessere diagnostische Beurteilung und Stadieneinteilung. Dank ihrer hohen Echogenität ist die EchoTip Ultra Nadel besser sichtbar. So kann sichergestellt werden, dass sich die Nadelspitze in der Zielregion für die Probenentnahme befindet. Zudem sind der ergonomisch geformte Griff und der Endoskopadapter auf optimierte Leistung, Stabilität und Sicherheit während des Eingriffs ausgelegt.



Olympus



Pentax

EchoTip Ultra®

ENDBRONCHIAL HD ULTRASOUND NEEDLE

Zum Einsatz mit Olympus: Dieses Produkt ist zur gezielten Entnahme von Proben aus submukösen und extramuralen Läsionen bzw. entsprechendem Gewebe in oder neben dem Tracheobronchialbaum bzw. Gastrointestinaltrakt durch den Arbeitskanal eines Ultraschallbronchoskops für die Feinnadelbiopsie (FNB) vorgesehen.

Zum Einsatz mit Pentax: Dieses Produkt ist zur gezielten Entnahme von Proben aus submukösen und extramuralen Läsionen bzw. entsprechendem Gewebe in oder neben dem Tracheobronchialbaum durch den Arbeitskanal eines Ultraschallbronchoskops für die Feinnadelbiopsie (FNB) vorgesehen.

Dieses Produkt wird steril geliefert und muss nach Gebrauch entsorgt werden. Es handelt sich um ein Einmalprodukt, das nicht wiederverwendbar ist.

- Die Nadel weist ein Vertiefungsmuster auf, das eine außergewöhnliche Sichtbarkeit der Nadel gewährleistet.
- Der natürlich geformte Griff ermöglicht eine genaue Nadelsteuerung und bietet Stabilität.
- Bei Bronchoskopen mit einem Luer-Metallansatz ermöglicht der abnehmbare Schleuseneinsteller die direkte Befestigung am Endoskop.
- Bei Bronchoskopen mit einem Nicht-Luer-Metallansatz ermöglicht der robuste Endoskopadapter Folgendes:
 - Sichere Verbindung und Stabilität während des Verfahrens
 - Absaug- und Injektionsmöglichkeiten aufgrund des luftdichten Ventils
- Ein integrierter Schleuseneinsteller ermöglicht die Kompatibilität mit der gesamten Palette an Ultraschallbronchoskopen.

Bestellnummer	Referenznummer	Nadel Gauge	Schleuse Fr	Einstellbare Nadelausfahrlänge cm	Spitze des Mandrins	Mindestdurchmesser des Arbeitskanals mm
G52011	ECHO-HD-22-EBUS-O*	22	4,1	0-5	abgeschrägt	2
G53408	ECHO-HD-22-EBUS-P**	22	4,1	0-5	abgeschrägt	2
G24062	ECHO-HD-25-EBUS-O*	25	4,1	0-5	abgeschrägt	2
G24061	ECHO-HD-25-EBUS-P**	25	4,1	0-5	abgeschrägt	2

* Die Nadel wird an einem Endoskopadapter an einem Olympus endobronchialen Ultraschallendoskop mit einem Nicht-Luer-Metallansatz befestigt.

** Die Nadel wird an einem Luer-Metallansatz eines Pentax endobronchialen Ultraschallendoskops befestigt.

Sämtliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen sind genau zu befolgen, einschließlich Angaben zu Risiken, technischen Informationen, Produktnamen und Verwendungszweck, die in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu enthalten sind. Hinweis: Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie vom zuständigen Cook Mitarbeiter.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4