

Mejore sus capacidades diagnósticas.




EchoTip Ultra®

ENDOBONCHIAL HD ULTRASOUND NEEDLE

La aguja de ecografía endobronquial de alta definición EchoTip Ultra de Cook está diseñada para mejorar sus capacidades de diagnóstico y estadificación. La elevada ecogenicidad de EchoTip Ultra ayuda a visualizar la aguja y le permite asegurarse de que su punta se encuentre en la diana para facilitar la obtención de muestras. El mango ergonómico y el adaptador de endoscopio también pueden optimizar el rendimiento, la estabilidad y la seguridad del procedimiento.



Olympus



Pentax

EchoTip Ultra®

ENDBRONCHIAL HD ULTRASOUND NEEDLE

Para uso con Olympus: este producto se utiliza para obtener muestras de lesiones o tejidos submucosos y extraparietales específicos situados dentro del árbol traqueobronquial o del tracto digestivo o adyacentes a estos, mediante aspiración con aguja fina (FNA) a través del canal de accesorios de un ecobroncoscopio.

Para uso con Pentax: este producto se utiliza para obtener muestras de lesiones o tejidos submucosos y extraparietales específicos situados dentro del árbol traqueobronquial o adyacentes a este, mediante aspiración con aguja fina (FNA) a través del canal de accesorios de un ecobroncoscopio.

Este producto se suministra en condiciones estériles y es desechable. Este producto de un solo uso no está diseñado para ser reutilizado.

- La aguja cuenta con un patrón de hoyuelos de alta definición que le aporta visibilidad.
- El mango de diseño ergonómico facilita el control y la estabilidad de la aguja.
- En endoscopios con conectores Luer metálicos, el ajustador de vaina extraíble permite una conexión directa con el endoscopio.
- En endoscopios con conectores no Luer metálicos, el diseño robusto del adaptador de endoscopio proporciona:
 - una conexión segura y estabilidad durante el procedimiento;
 - capacidad de aspiración e inyección gracias a la válvula hermética.
- Se incluye un ajustador de vaina integrado para facilitar la compatibilidad con una amplia gama de ecobroncoscopios.

Referencia	Referencia de producto	Calibre de la aguja	Vaina Fr	Extensión de la aguja ajustable cm	Punta del estilete	Diámetro mínimo del canal de accesorios mm
G52011	ECHO-HD-22-EBUS-O*	22	4,1	0-5	biselada	2
G53408	ECHO-HD-22-EBUS-P**	22	4,1	0-5	biselada	2
G24062	ECHO-HD-25-EBUS-O*	25	4,1	0-5	biselada	2
G24061	ECHO-HD-25-EBUS-P**	25	4,1	0-5	biselada	2

* La aguja se conecta a un adaptador de endoscopio en un ecoendoscopio endobronquial Olympus con un conector no Luer metálico.

** La aguja se conecta al conector Luer metálico en un ecoendoscopio endobronquial Pentax.

Siga atentamente todas las instrucciones paso a paso, incluida la información relativa a riesgos, datos técnicos, nombres de productos e indicaciones que se facilita en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu. Tenga en cuenta que es posible que algunos productos o números de referencia no estén disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante de Cook.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4