

Migliorate le vostre capacità diagnostiche.




EchoTip Ultra®

ENDOBONCHIAL HD ULTRASOUND NEEDLE

L'ago ecografico endobronchiale ad alta definizione EchoTip Ultra di Cook è progettato per migliorare le capacità di diagnosi e stadiazione. L'elevata ecogenicità di EchoTip Ultra favorisce la visualizzazione dell'ago e garantisce che la sua punta sia all'interno del target, facilitando così l'acquisizione del campione. L'impugnatura ergonomica e l'adattatore per endoscopio possono inoltre ottimizzare le prestazioni, la stabilità e la sicurezza della procedura.



Olympus



Pentax

EchoTip Ultra®

ENDBRONCHIAL HD ULTRASOUND NEEDLE

Per l'uso con Olympus: questo dispositivo viene utilizzato per il campionamento mirato di lesioni o tessuti sottomucosi ed extramurali, interni o adiacenti all'albero tracheobronchiale o al tratto gastrointestinale, attraverso il canale operativo di un ecobroncoscopio per aspirazione con ago sottile (FNA).

Per l'uso con Pentax: questo dispositivo viene utilizzato per il campionamento mirato di lesioni o tessuti sottomucosi ed extramurali, interni o adiacenti all'albero tracheobronchiale, attraverso il canale operativo di un ecobroncoscopio per aspirazione con ago sottile (FNA).

Il dispositivo è fornito sterile ed è esclusivamente monouso.

- L'ago è dotato di un pattern a rientranze ad alta definizione per garantire la visibilità dello stesso.
- L'impugnatura ergonomica garantisce stabilità e controllo dell'ago.
- Sugli endoscopi con raccordi metallici Luer, il regolatore della guaina rimovibile consente il collegamento diretto all'endoscopio.
- Sugli endoscopi con raccordi metallici non Luer, la robusta struttura dell'adattatore per endoscopio fornisce:
 - un collegamento ben saldo e stabilità nel corso dell'intervento
 - capacità di aspirazione e iniezione grazie alla valvola ermetica
- È incluso un sistema integrato di regolazione della guaina, che garantisce la compatibilità con una vasta gamma di ecobroncoscopi.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Calibro dell'ago	Guaina Fr	Estensione regolabile dell'ago cm	Punta del mandrino	Diametro minimo del canale operativo mm
G52011	ECHO-HD-22-EBUS-O*	22	4,1	0-5	a becco di flauto	2
G53408	ECHO-HD-22-EBUS-P**	22	4,1	0-5	a becco di flauto	2
G24062	ECHO-HD-25-EBUS-O*	25	4,1	0-5	a becco di flauto	2
G24061	ECHO-HD-25-EBUS-P**	25	4,1	0-5	a becco di flauto	2

*L'ago si fissa a un adattatore per ecoendoscopio endobronchiale Olympus con raccordo metallico non Luer.

**L'ago si fissa al raccordo metallico Luer di un ecoendoscopio endobronchiale Pentax.

Attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni dettagliate, comprese le informazioni sui rischi, le informazioni tecniche, il nome del dispositivo e l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni per l'uso (IFU) disponibili su cookmedical.eu. Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Cook.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4