



# Accesso semplice e agevole nelle procedure di ERCP



**Fusion<sup>®</sup> OMNI<sup>™</sup>**  
SPHINCTEROTOME WITH DOMETIP<sup>®</sup>

ERCP A DOPPIA PIATTAFORMA

ACCESSO

GESTIONE DEI CALCOLI

GESTIONE DELLE STENOSI

**COOK<sup>®</sup>**  
MEDICAL

Immagine per gentile concessione del Dott. David Diehl, Geisinger Health System, Danville, PA.



## Fusion® OMNI™

SPHINCTEROTOME WITH DOMETIP®

Usato per l'incannulamento del sistema duttale e per la sfinterotomia.

- Configurazione DomeTip che tiene conto dell'anatomia del paziente per l'accesso
- Guida con conformazione 3D personalizzata progettata per un orientamento affidabile del filo di taglio
- Breakthrough Channel Technology che offre la possibilità di controllo della guida da parte del medico oppure la possibilità di usare il dispositivo con tecnica over-the-wire, con guida lunga
- Sono disponibili opzioni precaricate per garantire la praticità con una guida del diametro di 0,021 o 0,035 inch

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Catetere Fr	Forma della punta	Diametro della guida inch	Lunghezza della guida cm	Diametro minimo del canale operativo mm
G31903	FS-OMNI*	7,5	DomeTip	0,035	-	3,2
G48675	FS-OMNI-21**	5,4	DomeTip	0,021	-	2,8

### Precaricato con guida con punta calibrata Acrobat®2

G57301	FS-OMNI-AWG2-35-205	7,5	DomeTip	0,035	205	3,2
G57302	FS-OMNI-AWG2-35-260	7,5	DomeTip	0,035	260	3,2
G57303	FS-OMNI-AWG2-35-450	7,5	DomeTip	0,035	450	3,2

### Precaricato con guida Tracer Metro® Direct™

G56103	FS-OMNI-21-260	5,4	DomeTip	0,021	260	2,8
G48676	FS-OMNI-21-480	5,4	DomeTip	0,021	480	2,8
G55814	FS-OMNI-35-260	7,5	DomeTip	0,035	260	3,2
G55815	FS-OMNI-35-480	7,5	DomeTip	0,035	480	3,2

La lunghezza del filo di taglio è di 25 mm.

\*Si consiglia: guida con punta calibrata Acrobat® 2, venduta separatamente. \*\*Si consiglia: guida Tracer Metro® Direct™, venduta separatamente.

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Delivery.

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](mailto:cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 800 7615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](mailto:cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4