


# ERCP - alles dreht sich um glatten, leichten Zugang.



**D.A.S.H.**<sup>™</sup>  
SPHINCTEROTOME WITH DOMETIP<sup>®</sup>



Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Douglas Howell,  
Maine Medical Center, Portland, ME, USA.



## D.A.S.H.™

SPHINCTEROTOME WITH DOMETIP®

Zur Kanulierung des Gallengangesystems und zur Spinkterotomie.

- An der Anatomie orientiertes DomeTip-Design
- Anwendungsspezifischer 3D-Formdraht zur zuverlässigen Ausrichtung des Schneidedrahts
- Integrierter Ansatz ermöglicht Dreifachlumenfunktion an einer Doppellumenplattform und damit die Injektion über den Führungsdraht
- Einfacher Einsatz im Verfahren dank bereits angebrachter Laufbahn
- Praktische, mit Führungsdraht (0,021, 0,025 oder 0,035 Inch Durchmesser) vorgeladene Varianten erhältlich
- Tiefenmarkierungen in Gold, Silber und Bronze identifizieren die relative Position des 25 mm langen Monofilament-Schneidedrahts innerhalb des Gangs unter endoskopischer Sicht

Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Form der Spitze	Führungsdrahtdurchmesser Inch	Führungsdrahtlänge cm	Minstdurchmesser des Arbeitskanals mm
G26850	DASH-21**	5,4	DomeTip	0,021	–	2,8
G25224	DASH-1*	6,3	DomeTip	0,025	–	2,8
G54193	DASH-35*	6,6	DomeTip	0,035	–	2,8

### Mit Acrobat® 2 Führungsdraht mit kalibrierter Spitze vorgeladen

G57298	DASH-AWG2-25-450	6,3	DomeTip	0,025	450	2,8
G57299	DASH-AWG2-35-260	6,6	DomeTip	0,035	260	2,8
G57300	DASH-AWG2-35-450	6,6	DomeTip	0,035	450	2,8

### Mit Tracer Metro® Direct Führungsdraht vorgeladen

G25790	DASH-21-480	5,4	DomeTip	0,021	480	2,8
G25225	DASH-260	6,3	DomeTip	0,025	260	2,8
G25227	DASH-480	6,3	DomeTip	0,025	480	2,8
G25666	DASH-35-480	6,6	DomeTip	0,035	480	2,8

Minstdurchmesser des Arbeitskanals: 2,8 mm. \* Acrobat® 2 Führungsdraht mit kalibrierter Spitze empfohlen (separat erhältlich). \*\* Tracer Metro® Direct Führungsdraht empfohlen (separat erhältlich). HF-Kabel separat erhältlich.

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001633, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: [orders@cookmedical.com](mailto:orders@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com-A4](mailto:cau.custserv@cookmedical.com-A4)



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4