


Lo más importante de la CPRE es un acceso más suave y sencillo



D.A.S.H.[™]
SPHINCTEROTOME WITH DOMETIP[®]



Imagen cedida por cortesía del Dr. Douglas Howell,
Maine Medical Center, Portland, Maine, EE. UU.



D.A.S.H.™

SPHINCTEROTOME WITH DOMETIP®

Para la canulación del árbol biliar y para esfinterotomía.

- Diseño DomeTip pensando teniendo en cuenta el acceso a la estructura anatómica
- La fabricación tridimensional de alambres hecha a medida permite una orientación fiable del alambre de corte
- El conector integrado proporciona un funcionamiento de tres luces en una plataforma de dos luces, lo que hace posible inyectar por la guía
- Viene con una pista de la guía acoplada de antemano para mayor facilidad durante el procedimiento
- Opciones precargadas para mayor comodidad con un diámetro de guía de 0,021, 0,025 o 0,035 inch
- Las marcas de referencia de profundidad de oro, plata y bronce identifican endoscópicamente la posición relativa del alambre de corte monofilamento de 25 mm de largo en el interior de conducto

Referencia	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Forma de la punta	Diámetro de la guía inch	Longitud de la guía cm	Diámetro mínimo del canal de accesorios mm
G26850	DASH-21**	5,4	DomeTip	0,021	–	2,8
G25224	DASH-1*	6,3	DomeTip	0,025	–	2,8
G54193	DASH-35*	6,6	DomeTip	0,035	–	2,8

Opción precargada con guía con punta calibrada Acrobat®2

G57298	DASH-AWG2-25-450	6,3	DomeTip	0,025	450	2,8
G57299	DASH-AWG2-35-260	6,6	DomeTip	0,035	260	2,8
G57300	DASH-AWG2-35-450	6,6	DomeTip	0,035	450	2,8

Opción precargada con guía Tracer Metro® Direct

G25790	DASH-21-480	5,4	DomeTip	0,021	480	2,8
G25225	DASH-260	6,3	DomeTip	0,025	260	2,8
G25227	DASH-480	6,3	DomeTip	0,025	480	2,8
G25666	DASH-35-480	6,6	DomeTip	0,035	480	2,8

Diámetro mínimo del canal de accesorios de 2,8 mm. *Se recomienda la guía con punta calibrada Acrobat®2, que se vende por separado. **Se recomienda la guía Tracer Metro® Direct, que se vende por separado. El cable de conexión se vende aparte.

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con atención al cliente de Cook para obtener más información.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com-A4



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4