

Dalla citologia all'istologia:
per continuare ad aumentare
i vostri valori predittivi




EchoTip ProCore®

AGO ECOGENICO PER BIOPSIA AD ALTA DEFINIZIONE

Identificate subito il problema in ogni punto del tratto gastrointestinale

EchoTip ProCore consente la raccolta di campioni istologici e citologici fornendo accesso all'intero tratto gastrointestinale. Consente inoltre di individuare anche le lesioni più piccole e di aumentare la resa della raccolta, diminuendo al tempo stesso il numero di passaggi dell'ago.¹




¹Kamata K, Kitano M et al. Histologic diagnosis of pancreatic masses using 25-gauge endoscopic ultrasound needles with and without a core trap: a multicenter randomized trial Endoscopy 2016; Volume 48(07)




La tecnologia ReCoil™ permette di gestire facilmente il mandrino, riducendo al minimo il rischio di contaminazione

L'impugnatura ergonomica aumenta la stabilità e la precisione del controllo dell'ago

Migliore resa della raccolta, minor numero di passaggi dell'ago



Citoincluso



Microbiopsia

Immagini ecografiche per gentile concessione del Dottor Kenneth Chang, MD
H. H. Chao Comprehensive Digestive Disease Center,
University of California-Irvine, USA.


Immagini dei tessuti patologici per gentile concessione del Dottor James Farrell,
Endoscopia interventistica e sezione malattie pancreatiche delle malattie dell'apparato
digestivo, Yale University School of Medicine.

La guaina spiralata aumenta la flessibilità dell'ago



“L'esame citologico non basta per diagnosticare e trattare tutti i tipi di lesioni. È necessaria una qualità sufficiente di materiale per effettuare una corretta differenziazione dei tumori.”

*Dottor Marc Giovannini, MD, PhD, Unità di endoscopia,
Institut Paoli-Calmettes, Marsiglia, Francia*



• L'anello dell'elemento di sicurezza scorre facilmente e blocca l'ago all'estensione desiderata

• Il sistema di regolazione della guaina integrato garantisce la compatibilità con una vasta gamma di ecoendoscopi

• Il Luer Lock metallico garantisce un ancoraggio ottimale all'ecoendoscopio

L'immagine mostra un EchoTip ProCore da 20 G.

Leader dell'innovazione nel campo dell'ecoendoscopia dal 1998

Nel corso degli anni abbiamo raccolto e ascoltato le esigenze dei nostri clienti. Grazie ai numerosi e puntuali consigli ricevuti dai medici, siamo in grado di offrire gli ultimi sviluppi in fatto di flessibilità degli aghi e capacità di campionamento, il tutto pensato su misura in base alle necessità dei patologi e con il solido supporto di pubblicazioni cliniche.


Ago calibro 19 G



Ago calibro 20 G



Ago calibro 22 G



Ago calibro 25 G



Specifiche tecniche del prodotto

Usato con un ecoendoscopio per biopsia con ago sottile (FNB) di lesioni sottomucose, masse mediastiniche, linfonodi e masse intraperitoneali interne o adiacenti al tratto gastrointestinale.

Il dispositivo viene fornito sterile ed è esclusivamente monouso.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Calibro dell'ago G	Dimensioni della guaina Fr	Estensione regolabile dell'ago cm	Punta del mandrino	Canale operativo minimo mm
G53585	ECHO-HD-19-C	19	4,8	0-8	punta sferica incassata	2,8
G34785	ECHO-HD-3-20-C*	20	7,95	0-8	punta sferica incassata	3,7
G55736	ECHO-HD-22-C	22	5,2	0-8	punta sferica incassata	2,8
G55738	ECHO-HD-25-C	25	5,2	0-8	punta smussa	2,8

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al Servizio clienti per maggiori informazioni.

*Il mandrino ReCoil è disponibile soltanto su EchoTip ProCore da 20 G.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4