



Eine Alternative für den Zugang.



EchoTip® Ultra

HD ULTRASOUND ACCESS NEEDLE

Wenn Sie einen Fall für pankreato-biliären Zugang haben, der nicht durch ERCP gelöst werden kann, brauchen Sie eine Alternative. Aus diesem Grund hat Cook Medical die HD Ultraschall-Zugangsnadel entwickelt - die erste therapeutische EUS-Kanüle zur Anlage eines Zugangs. Und da diese über unser höchst echogenes Vertiefungsmuster sowie einen ergonomischen Griff verfügt, lässt sich mit ihr sicherstellen, dass die Kanüle zielgenau eingesetzt wird und das Verfahren stabil und sicher abläuft.



EchoTip® Ultra

HD ULTRASOUND ACCESS NEEDLE

Dieses Instrument dient dem Zugang zu bzw. der Probenentnahme aus submukösen und extramuralen Läsionen des Magen-Darm-Trakts, dem Zugang zu den intra- oder extrahepatischen Gallengängen, zum Pankreasgang, zum Gallenblasengang, zur Gallenblase oder der Verabreichung von injizierbaren Substanzen in Gewebe über den Arbeitskanal eines Ultraschallendoskops.

Das Produkt wird steril geliefert und ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen.

- Das Vertiefungsmuster fördert die Sichtbarkeit unter Ultraschall.
- Die natürliche Griffkontur sorgt für eine präzise Kanülensteuerung und -stabilität.
- Das atraumatische Design der Nadelspitze ermöglicht die Durchführung eines 0,035 Zoll (0,89 mm) starken Führungsdrahts zur Anlage des Zugangs.
- Für die Punktierung und Anlage des Zugangs wird ein abgeschrägtes Mandrin verwendet.
- Die Mandrinkappe hält den Mandrin bei der Punktierung in Position.

Bestellnummer	Referenznummer	Nadel Gage	Kanülenlänge cm	Schleuse Fr	Spitze des Mandrins	Mindestgröße des Arbeitskanals mm
G52012	ECHO-HD-19-A	19	0-8	5,2-4,3	abgeschrägt	2,8

Arretierbare 5-mL- und 10-mL-Vakuumspritze im Lieferumfang enthalten.

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4