


# Gleichmäßige radiale Injektion von neurolysierenden Substanzen



## EchoTip® Ultra

CELIAC PLEXUS NEUROLYSIS NEEDLE

Bei Patienten mit starken chronischen Abdominalschmerzen ist eine effektive Nadel zur Neurolyse des Plexus coeliacus von entscheidender Bedeutung für die Schmerzlinderung. Die hochechogene EchoTip Nadel zur Neurolyse des Plexus coeliacus mit ihrer einzigartigen Konusspitze und mehreren Seitenlöchern ermöglicht die gleichmäßige Injektion einer neurolysierenden Substanz in den Plexus coeliacus.



## EchoTip® Ultra

CELIAC PLEXUS NEUROLYSIS NEEDLE

Zur Verabreichung von neurolysierenden Substanzen in den Plexus coeliacus unter endosonografischer Kontrolle.

Dieses Instrument wird steril geliefert und ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.

- Neurolysierende Substanzen können durch die Seitenlöcher der Nadel mit Konusspitze gleichmäßig radial in den Plexus coeliacus injiziert werden
- Die natürliche Griffkontur sorgt für bessere Steuerung und Stabilität
- Der Sicherheits-Sperrring gleitet leicht und lässt sich mühelos bei der gewünschten Nadelausfahrlänge arretieren
- Der integrierte Schleuseneinsteller ermöglicht die Kompatibilität mit der gesamten Palette an Ultraschallendoskopen

Bestellnummer	Referenznummer	Nadel Gage	French-Größe Fr	French-Größe Fr	Spitze mit Seitenlöchern	Mindestgröße des Arbeitskanals mm
G49257	ECHO-20-CPN	20	6	0-8	Konusspitze	2,8

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 800 7615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)  
 EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)  
**Americas:**  
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 E-mail: [orders@cookmedical.com](mailto:orders@cookmedical.com)  
**Australia:**  
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4