


Aplique una inyección radial y uniforme de spray neurolítico



EchoTip® Ultra

CELIAC PLEXUS NEUROLYSIS NEEDLE

Si sus pacientes presentan dolor abdominal crónico intenso, cuanto más eficaz sea la aguja de CPN, mejor. La aguja de neurólisis del plexo celíaco EchoTip, sumamente ecogénica, con su exclusiva punta cónica y su patrón de orificios laterales, le permite administrar uniformemente un neurolítico al plexo celíaco.



EchoTip® Ultra

CELIAC PLEXUS NEUROLYSIS NEEDLE

Para la administración de neurolíticos al plexo celíaco por ecoendoscopia.

Se suministra estéril y es desechable; indicada para un solo uso.

- Los múltiples orificios laterales de la aguja con punta cónica permiten introducir un spray de neurolítico de forma radial y uniforme en el interior del plexo celíaco
- El mango de contorno natural permite un mayor control de la aguja y le aporta estabilidad
- El anillo del seguro se desliza fácilmente y se fija a la altura de la extensión deseada de la aguja
- El ajustador de vaina integrado aporta compatibilidad con una gama completa de ecoendoscopios

Referencia	Referencia de producto	Aguja Calibre G	Tamaño French Fr	Tamaño French Fr	Punta con orificios laterales	Canal de accesorios mínimo mm
G49257	ECHO-20-CPN	20	6	0-8	Punta cónica	2,8

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de Atención al cliente de Cook.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4