


Präzises* Stenting vom Hilus durch die Papille



JETZT

in Längen von
10 cm und 12 cm
erhältlich

Zilver 635[®] Biliary
SELF-EXPANDING STENT







*Verifikationsprüfung für die Freisetzungsgenauigkeit
des ZILBS-635 liegt vor.

Warnhinweis: Die Sicherheit und Wirksamkeit dieses Produkts
bei Verwendung im Gefäßsystem wurden nicht
ermittelt.

Hiläres Stenting mit einem 6-Fr-Einführsystem

Dank eines schlanken 6-Fr-Einführsystems können Sie jetzt alle Vorteile des Zilver Stents in die hiläre Region bringen. Der Zilver 635 hält wichtige Merkmale wie Nichtverkürzung, Radialkraft, Flexibilität und Durchgängigkeit im Gleichgewicht. Dies sorgt für Vertrauen in die Stentleistung, damit Sie sich auf die Bereitstellung besserer Ergebnisse für Ihren Patienten konzentrieren können.





Verbesserte Schubkraft dank des neu gestalteten 6-Fr-Katheters mit minimaler Dehnung

Sicherheitssperre verhindert vorzeitige Freisetzung

Produktspezifikationen

Bestellnummer	Referenznummer	Stent-durchmesser mm	Stentlänge cm	Einführschleuse Fr	Einführschleusenlänge cm	Führungsdraht [†] durchmesser Inch
G50616	ZILBS-635-6-4	6	4	6	200	0,035
G50619	ZILBS-635-6-6	6	6	6	200	0,035
G50622	ZILBS-635-6-8	6	8	6	200	0,035
G23811	ZILBS-635-6-10*	6	10	6	200	0,035
G23812	ZILBS-635-6-12*	6	12	6	200	0,035
G50617	ZILBS-635-8-4	8	4	6	200	0,035
G50620	ZILBS-635-8-6	8	6	6	200	0,035
G50623	ZILBS-635-8-8	8	8	6	200	0,035
G23813	ZILBS-635-8-10*	8	10	6	200	0,035
G23814	ZILBS-635-8-12*	8	12	6	200	0,035
G50618	ZILBS-635-10-4	10	4	6	200	0,035
G50621	ZILBS-635-10-6	10	6	6	200	0,035
G50624	ZILBS-635-10-8	10	8	6	200	0,035
G23815	ZILBS-635-10-10*	10	10	6	200	0,035
G23816	ZILBS-635-10-12*	10	12	6	200	0,035

*Lieferbarkeit auf Anfrage. †Empfohlener Führungsdraht: Acrobat® 2, separat erhältlich. Arbeitskanal mindestens 2,8 mm.

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, IS.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: orders@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4