


# Misurazione diretta della pressione portale sotto guida EUS.



EchoTip<sup>®</sup> Insight<sup>™</sup>  
PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT




## EchoTip<sup>®</sup> Insight<sup>™</sup>

PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

L'ago EchoTip Insight e il tubo connettore sono confezionati insieme con il trasduttore Compass CT in una scatola esterna. Una volta assemblati, questi dispositivi vengono usati con un ecoendoscopio in pazienti con ipertensione portale.


### Trasduttore di pressione Compass CT

- Display digitale per la lettura della pressione
- Trasduttore auto-calibrante
- Dimensioni compatte



### Tubo connettore:

- Tubo connettore da 90 cm per consentire il posizionamento del trasduttore a livello dell'asse flebostatico



### Ago ecoendoscopico:

- Punta ecogenica: per garantire che la punta dell'ago sia all'interno del target
- Ago di piccolo calibro (25 G): per agevolare l'accesso alle vene porta ed epatiche

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Calibro dell'ago G	Dimensione della guaina Fr	Estensione regolabile dell'ago cm	Lunghezza del tubo connettore cm	Intervallo di pressione mm Hg	Canale operativo minimo mm
G58000	ECHO-PPG-I	25	5,2	8	90	da -199 a +999	2,8

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al Servizio clienti per maggiori informazioni.

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001633, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: [orders@cookmedical.com](mailto:orders@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4