

Resezione endoscopica delle mucose assistita da legatura ad elastici nel tratto gastrointestinale superiore



Duette[®]
MULTI-BAND MUCOSECTOMY

Combinando un dispositivo di legatura multi-elastico con un'ansa, il dispositivo Duette agevola l'acquisizione e la resezione mirate nel tratto gastrointestinale superiore. Il design innovativo del dispositivo Duette può agevolare il conseguimento di risultati positivi nelle procedure di resezione endoscopica delle mucose.




Immagine della procedura per gentile concessione di: Robert Enns, MD, FRCP e Sunny Lee, MBBS, FRACP

Duette®

MULTI-BAND MUCOSECTOMY

Previsto per la resezione endoscopica delle mucose a livello del tratto gastrointestinale superiore. Il dispositivo ad ansa è fornito sterile, mentre il dispositivo di legatura è fornito non sterile. Il prodotto è esclusivamente monouso.

- La configurazione del dispositivo è simile a quella del dispositivo di legatura multi-elastico 6 Shooter® Saeed® Multi-Band Ligator.
- I sei elastici in lattice di gomma sono disponibili per finalità di resezione. Sul cilindro è incluso un elastico trasparente a indicazione del fatto che resta disponibile per l'uso un solo ulteriore elastico.
- Il filo dell'ansa è morbido, armato e con configurazione mini-esagonale.
- L'ansa è disponibile in dimensioni da 5 e 7 Fr.
- L'ansa può essere fatta passare attraverso l'impugnatura del dispositivo di legatura, per la rapida resezione del tessuto legato senza rimuovere l'endoscopio o smontare i componenti.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro esterno dell'endoscopio mm	Numero di elastici	Introduttore Fr	Dimensioni dell'ansa cm	Diametro minimo del canale operativo mm
G34036	DT-6	9,5-13	6	7	1,5 x 2,5	3,7
G35129	DT-6-5F	9,5-13	6	5	1,5 x 2,5	2,8
G34054	DT-6-XL	11-14	6	7	1,5 x 2,5	3,7

ATTENZIONE: questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, un materiale che può causare reazioni allergiche.

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Delivery.

Per informazioni esaustive sul prodotto e sulla prescrizione, comprese indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili eventi negativi, consultare le Istruzioni per l'uso (IFU). Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo www.cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4