

Jederzeit den Zugang
aufrechterhalten.



Fusion[®]OASIS[®]
ONE ACTION STENT INTRODUCTION SYSTEM

DUAL PLATFORM ERCP

ZUGANG

STEINBEHANDLUNG

BEHANDLUNG VON
STRIKTUREN



Fusion® OASIS®

ONE ACTION STENT INTRODUCTION SYSTEM

Wird für die endoskopische Platzierung von Gallengangstents zur Drainage obstruierter Gallengänge verwendet.

- Das System umfasst einen Platzierungskatheter und einen Führungskatheter. (Der Fusion Platzierungskatheter ist auch separat erhältlich.)
- Der integrierte Führungs- und der Platzierungskatheter sorgen für Schubkraft bei der Bewältigung gewundener Anatomien.
- Mit einer Vielzahl unserer Kunststoffstents kompatibel
- Keine Notwendigkeit einer erneuten Kanulierung bei der Platzierung mehrerer Stents, der Neupositionierung eines Stents oder der vollständigen Entfernung des Stents aus dem Gallengangsystem
- Stents repositionieren, vor dem Einsetzen zurückholen oder Kunststoff-Stents vollständig entfernen, während der Gangzugang dank Fusion aufrechterhalten bleibt.

Bestellnummer	Referenznummer	Platzierungs-katheter Fr	Führungskath-eter Fr	Länge des Platz-ierungs-/Füh-rungskatheters cm	Führungsdraht-Durchmesser Inch	Mindest-durchmesser Arbeitskanal mm
G31526	FS-OA-8,5	8,5	5	170/195	0,035	4,2
G31527	FS-OA-10	9	5,5	170/195	0,035	4,2

Nicht zur Verwendung mit Pigtail-Stents. 1 röntgendichtes Band am IDE-Port.

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Fusion Platzierungskatheter

Bestellnummer	Referenznummer	Fr	Länge cm	Mindest-durchmesser Arbeitskanal mm
G31550	FS-PC-5	5	170	3,2
G31551	FS-PC-7	6	170	3,2

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4