

Mantener el acceso  
en todo momento.



**Fusion<sup>®</sup>OASIS<sup>®</sup>**  
ONE ACTION STENT INTRODUCTION SYSTEM

PLATAFORMA DUAL DE ERCP

ACCESO

TRATAMIENTO DE CÁLCULOS  
BILIARES

TRATAMIENTO DE ESTENOSIS  
BILIARES



## Fusion® OASIS®

ONE ACTION STENT INTRODUCTION SYSTEM

Se utiliza para la colocación de stents biliares endoscópicos para drenar los conductos biliares obstruidos.

- El sistema incluye un catéter empujador y un catéter guía. (El catéter empujador Fusion también se vende por separado).
- Los catéteres de guía y empujador integrados brindan capacidad de empuje cuando se trata de una anatomía tortuosa.
- Es compatible con una amplia variedad de nuestros stents de plástico.
- Elimine la necesidad de volver a canular al colocar varios stents, cambiar la posición de un stent o retirar completamente el stent del sistema ductal.
- Vuelva a colocar, vuelva a capturar antes del despliegue o extraiga los stents de plástico por completo mientras mantiene el acceso ductal con la capacidad de Fusion.

Referencia	Referencia de producto	Catéter empujador Fr	Catéter guía Fr	Longitud del catéter de empujador/guía cm	Diámetro de la guía en pulgadas	Diámetro mínimo del canal de accesorios en mm
G31526	FS-OA-8,5	8,5	5	170/195	0,035	4,2
G31527	FS-OA-10	9	5,5	170/195	0,035	4,2

No apto para uso con stents pigtail. Una banda radiopaco en el puerto IDE.

Es posible que algunos productos o números de pieza no estén disponibles en todos los mercados. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Cook o con el centro de entregas y atención al cliente.

Puede encontrar información sobre los riesgos de cada producto en las instrucciones de uso disponibles en [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)

### Catéter de empujador de fusión

Referencia	Referencia de producto	Fr	Longitud cm	Diámetro mínimo del canal de accesorios en mm
G31550	FS-PC-5	5	170	3,2
G31551	FS-PC-7	6	170	3,2

Es posible que algunos productos o números de pieza no estén disponibles en todos los mercados. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Cook o con el centro de entregas y atención al cliente.

Puede encontrar información sobre los riesgos de cada producto en las instrucciones de uso disponibles en [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 800 7615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4