

Mantenimento dell'accesso in ogni momento.



Fusion® OASIS®

ONE ACTION STENT INTRODUCTION SYSTEM

ERCP A DOPPIA
PIATTAFORMA

ACCESSO

GESTIONE DEI CALCOLI

GESTIONE DELLE STENOSI



Fusion® OASIS®

ONE ACTION STENT INTRODUCTION SYSTEM

Utilizzato per il posizionamento endoscopico di stent biliari per drenare i dotti biliari ostruiti.

- Il sistema include un catetere spingitore e un catetere guida. (Il catetere spingitore Fusion è venduto anche separatamente).
- I cateteri guida e spingitori integrati offrono capacità di spinta per attraversare un'anatomia tortuosa.
- È compatibile con un'ampia varietà dei nostri stent plastici.
- Si elimina la necessità di un nuovo incannulamento quando si posizionano più stent, del riposizionamento di uno stent o della rimozione completa dello stent dal sistema duttale.
- Capacità di riposizionamento, ricattura prima del rilascio o rimozione completa degli stent plastici mantenendo al contempo l'accesso duttale con la funzionalità Fusion.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Catetere spingitore Fr	Catetere guida Fr	Lunghezza del catetere spingitore/ guida cm	Diametro della guida inch	Diametro minimo del canale operativo mm
G31526	FS-OA-8,5	8,5	5	170/195	0,035	4,2
G31527	FS-OA-10	9	5,5	170/195	0,035	4,2

Non per l'uso con stent pigtail. 1 banda radiopaca all'accesso IDE.

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Delivery per ulteriori informazioni.

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu

Catetere spingitore Fusion

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Lunghezza cm	Diametro minimo del canale operativo mm
G31550	FS-PC-5	5	170	3,2
G31551	FS-PC-7	6	170	3,2

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Delivery per ulteriori informazioni.

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4