

Unterstützung bei der Entnahme von Zellen im Gallengangsystem.



Fusion[®]
CYTOLOGY BRUSH

DUAL PLATFORM ERCP

ACCESS

STEINBEHANDLUNG

BEHANDLUNG VON STRIKTUREN



Fusion®

CYTOLOGY BRUSH

Zur Entnahme von Zellen im Gallengangsystem.

- Die gewinkelten Borsten vereinfachen die Entnahme von Zellen.
- Die 8-Fr-Zytologiebürste weist eine 1,5 cm lange filiforme Spitze auf.
- Das Mark V System® bietet endoskopische Bezugspunkte 5, 10 und 15 cm von der distalen Spitze des Katheters.

Bestellnummer	Referenznummer	Bürste Länge cm	Katheter Fr/Länge cm	Filiforme Spitze Länge cm	Führungsdraht Durchmesser Inch	Mindestgröße des Arbeitskanals mm
G31525	FS-CB-1.5-S	2,5	8/200	1,5	0,035	4,2

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4