


# Assumete il controllo delle procedure di acquisizione del tessuto e recupero di corpi estranei



## Captura Pro™ BIOPSY FORCEPS

Le pinze biotiche Captura Pro sono disponibili in diversi formati e configurazioni per soddisfare le diverse esigenze cliniche e preferenze. Scegliete le dimensioni delle coppette, la lunghezza del corpo e il tipo di pinza più adatto alla procedura.



## Captura Pro™

BIOPSY FORCEPS

Usata per il prelievo endoscopico di campioni biotipici di tessuto mucoso e/o per il recupero di corpi estranei.

- Il design a doppia guida consente la rotazione delle coppette biotipiche.
- L'impugnatura è progettata per una lunghezza di taglio più breve.
- Le incisioni sono progettate per segnalare la posizione e il movimento.

Codice di ordinazione	Codice prodotto		Lunghezza del corpo cm	Tipo di pinza
<b>Pinza standard</b>				
G47687	BF-2.2S-160-20	2,2	160	senza puntale
G47689	BF-2.2S-160SP-20	2,2	160	con puntale
G47690	BF-2.2S-230-20	2,2	230	senza puntale
G47692	BF-2.2S-230SP-20	2,2	230	con puntale
<b>Pinza grande</b>				
G47694	BF-2.4SL-160-20	2,4	160	senza puntale
G47696	BF-2.4SL-160SP-20	2,4	160	con puntale
G47697	BF-2.4SL-160SP-40	2,4	160	con puntale
G47698	BF-2.4SL-230-20	2,4	230	senza puntale
G50696	BF-2.4SL-230SP-20	2,4	230	con puntale
G50697	BF-2.4SL-230SP-40	2,4	230	con puntale
<b>Pinza extra grande</b>				
G56996	BF-2.8SJ-230-20	2,8	230	senza puntale
G56998	BF-2.8SJ-230SP-20	2,8	230	con puntale
<b>Pinza gigante</b>				
G57002	BF-3.3SM-230SP-20	3,3	230	con puntale

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Delivery.

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 800 7615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4