

Consiga el cierre.

Rotación uno a uno para lograr una colocación precisa y un diseño que agarra el tejido para obtener un cierre seguro.



Instinct Plus[®]
ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

Instinct Plus®

ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

El dispositivo de colocación de clips endoscópicos Instinct Plus se utiliza para colocar clips endoscópicos dentro del tracto digestivo para:

- Marcado endoscópico
- Hemostasia para:
 - Defectos en la mucosa/ submucosa de menos de 3 cm
 - Pólipos de menos de 1,5 cm de diámetro
 - Úlceras sangrantes
 - Divertículos en el colon
 - Arterias de menos de 2 mm
 - Colocación profiláctica de clips para reducir el riesgo de hemorragia tardía después de la resección de una lesión
- Anclaje para sujetar sondas de alimentación yeyunal a la pared del intestino delgado
- Como método complementario para el cierre de perforaciones lumbales del tracto gastrointestinal de menos de 20 mm que se puedan tratar de forma conservadora
- Anclaje para fijar stents metálicos esofágicos totalmente recubiertos y autoexpandibles a la pared del esófago en pacientes con fístulas, fugas, perforaciones o desuniones



Referencia	Referencia de producto	Ancho de apertura del clip (mm)	Catéter (Fr)	Longitud del catéter (cm)	Cantidad	Estado de RM	Diámetro mínimo de canal con visualización hacia delante (mm)	Diámetro mínimo de canal con visualización lateral (mm)
G58010	INSC-P-7-230-S	16	7	230	10	MR Conditional	2.8	4.2

Es posible que algunos productos o números de referencia de productos no estén disponibles en todos los mercados. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Cook o con el departamento de atención al cliente y distribución.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com-A4



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4