

Ottenete la chiusura.

Rotazione 1:1 per un posizionamento sempre preciso e una progettazione che afferra i tessuti per una chiusura sicura.



Instinct Plus[®]
ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

Instinct Plus®

ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

L'applicatore endoscopico di clip Instinct Plus viene utilizzato per il posizionamento endoscopico di clip all'interno del tratto gastrointestinale per:

- Marcature endoscopiche
- Emostasi per:
 - Difetti della mucosa/ sottomucosa inferiori a 3 cm
 - Polipi di diametro inferiore a 1,5 cm
 - Ulcere sanguinanti
 - Diverticoli nel colon
 - Arterie inferiori a 2 mm
 - Clipping profilattico per ridurre il rischio di sanguinamento ritardato dopo la resezione della lesione
- Ancoraggio per fissare i sondini per alimentazione digiunale alla parete dell'intestino tenue
- Come metodo supplementare per la chiusura di perforazioni luminali del tratto gastrointestinale inferiori a 20 mm che possono essere trattate in modo conservativo
- Ancoraggio per fissare stent metallici autoespandibili esofagei completamente coperti alla parete dell'esofago in pazienti con fistole, perdite, perforazioni o mancata unione



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Larghezza apertura clip in mm	Catetere (Fr)	Lunghezza del catetere in cm	Quantità	Stato RM	Diametro minimo del canale operativo con vista verso la parte anteriore in mm	Diametro minimo del canale operativo con vista sul lato in mm
G58010	INSC-P-7-230-S	16	7	230	10	Può essere sottoposto a RM in presenza di condizioni specifiche	2,8	4,2

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution per maggiori informazioni.

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com-A4



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4