

Übernehmen Sie die vollständige Kontrolle über Ihre PEG-Platzierungsverfahren.



System für die perkutane endoskopische Gastrostomie

Sie werden den Unterschied merken, sobald Sie das Cook PEG-Kit öffnen. Die Komponenten sind praktischerweise in der Reihenfolge angeordnet, in der sie verwendet werden, sodass das Verfahren so reibungslos und effizient abläuft wie die Nährstoffzufuhr Ihrer PatientInnen. Das Cook PEG-Kit - erhältlich als Ausführung mit Push- oder Pull-Methoden - liefert die Effizienz, die Sie brauchen, und die Nährstoffe, die Ihre PatientInnen brauchen.

System für die perkutane endoskopische Gastrostomie

Zur perkutanen endoskopischen Platzierung für die enterale Ernährung von PatientInnen, die eine Ernährungsunterstützung benötigen.

Es wird steril geliefert und ist ein Einwegartikel. Es ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.

- Die Kit-Komponenten, einschließlich des Hämostats und der Schlauchklemme, sind praktisch verpackt für den sequenziellen Gebrauch während des Verfahrens, um die Effizienz zu erhöhen.
- Die durchsichtige Ernährungssonde besteht aus flexiblem, hochwertigem medizinischem Silikon.
- Die X-Referenzmarkierung zeigt an, wo geschnitten werden soll.
- Es sind für alle PEG-Optionen kompatible Durch-PEG-Jejunalsonden erhältlich.

Bestellnummer	Referenznummer	Ernährungssonde Fr	Innen-durchmesser der Ernährungssonde (mm)	Führungsdraht-Durchmesser (Inch)	Führungsdraht Länge (cm)
G22637	FLOW-20-PUSH-S	20	4,47	0,035	260
G22638	FLOW-20-PULL-S	20	4,47	–	150
G22635	PEG-24-PUSH-S	24	5,5	0,035	260
G22636	PEG-24-PULL-S	24	5,5	–	150
G22762	FLOW-20-PUSH-I-S*	20	4,47	0,035	260
G22761	FLOW-20-PULL-I-S*	20	4,47	–	150
G22758	PEG-24-PUSH-I-S*	24	5,5	0,035	260
G22757	PEG-24-PULL-I-S*	24	5,5	–	150

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern verfügbar. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Systems finden Sie in der aktuellen Gebrauchsanweisung. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu den Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

KIT-INHALT:

1 Lochtuch	1 Ernährungssonde aus Silikon	1 Universaladapter	1 Patientenpflege-Handbuch	1 Kanüle der Größe 25 Gauge x 5/8 Inch*
1 150 cm langer Führungsdraht mit Schlaufe (nur Pull-Ausführung)	5 Mulltupfer, 4 x 4 Inch	1 Bolusadapter	1 Skalpell Nr. 11	1 Chloraprep® Tupfer*
1 260 cm langer Führungsdraht (nur Push-Ausführung)	1 Schere	2 Drehsperre	1 Trokarkanüle	1 Povidon-Salbe*
1 Kaltschlinge	1 Hämostat	1 Kabelbinder	2 wasserlösliches Gleitmittel*	1 Xylocain® 1 %, 5,0-ml-Glasfläschchen*
	1 Polster	1 Bolus-Ernährungsadapter – männlich (nur international)	1 Kanüle der Größe 22 Gauge x 1½ Inch*	1 Spritze*
	1 Schlauchklemme			

* Nicht enthalten in internationalen Kits ohne Arzneimittel (-I Kits) sind Gleitmittel, Injektionsnadeln, Spritze, antiseptische Tupfer, antiseptische Salbe und Xylocain.

Chloraprep ist eine eingetragene Marke von CareFusion 2000, Inc.

Xylocain ist eine eingetragene Marke von Fresenius Kabi USA, LLC.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4