

Tome el control completo de sus procedimientos de colocación de PEG.



Sistema de gastrostomía endoscópica percutánea

Desde el momento en que abra el kit de GEP de Cook, notará la diferencia. Los componentes están convenientemente dispuestos en el orden secuencial en el que se van a utilizar, lo que hace que el procedimiento se desarrolle con la misma fluidez y eficacia que los nutrientes que se suministran a los pacientes. El kit de GEP de Cook, disponible con los métodos de empuje o de tracción, ofrece la eficacia que usted necesita y los nutrientes que necesitan sus pacientes.

Sistema de gastrostomía endoscópica percutánea

Se utiliza para la colocación endoscópica percutánea para proporcionar nutrición enteral a los pacientes que requieren apoyo nutricional.

Se suministra en condiciones estériles y es desechable. Está indicado para un solo uso.

- Los componentes del kit, incluidos la pinza hemostática y la pinza de la sonda, están convenientemente envasados para su uso secuencial durante el procedimiento, lo que permite una mayor eficiencia.
- La sonda de alimentación transparente está hecha de silicona médica flexible de alta calidad.
- "Marca X" de referencia para especificar dónde cortar.
- Existen sondas yeyunales compatibles, a través de la GEP, para todas las opciones de GEP.

Referencia	Referencia de producto	Sonda de alimentación Fr	Diámetro interior de la sonda de alimentación en mm	Diámetro de la guía de inserción en pulgadas	Guía de inserción Longitud (cm)
G22637	FLOW-20-PUSH-S	20	4,47	0,035	260
G22638	FLOW-20-PULL-S	20	4,47	–	150
G22635	PEG-24-PUSH-S	24	5,5	0,035	260
G22636	PEG-24-PULL-S	24	5,5	–	150
G22762	FLOW-20-PUSH-I-S*	20	4,47	0,035	260
G22761	FLOW-20-PULL-I-S*	20	4,47	–	150
G22758	PEG-24-PUSH-I-S*	24	5,5	0,035	260
G22757	PEG-24-PULL-I-S*	24	5,5	–	150

Es posible que algunos productos o números de referencia de productos no estén disponibles en todos los mercados. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Cook o con el departamento de atención al cliente y distribución.

Consulte las instrucciones de uso actuales para conocer el uso detallado del sistema. Consulte la información sobre los riesgos del producto en las instrucciones de uso en cookmedical.eu.

CONTENIDO DEL KIT:

1 paño fenestrado	1 sonda de alimentación de silicona	1 adaptador universal	1 manual de cuidado del paciente	1 aguja de calibre 25 x 5/8 pulgada*
1 guía de inserción en bucle de 150 cm de longitud (solo tracción)	5 paños de gasa, 4 x 4 pulgadas	1 adaptador para bolos	1 bisturí n.º 11	1 hisopos ChlorPrep®*
1 guía de 260 cm de longitud (solo empuje)	1 tijeras	2 abrazaderas Twist Lock	1 aguja trocar	1 pomada de povidona*
1 asa fría	1 pinza hemostática	1 brida	2 lubricante soluble en agua*	1 vial de cristal de Xylocaine® 1 %, 5,0 ml*
	1 cabezal	1 adaptador de alimentación para bolos – macho (solo internacional)	1 aguja de calibre 22 x 1½ pulgada*	1 jeringa*
	1 pinza de sonda			

* Los kits internacionales sin fármacos (-I Kits) no incluyen lubricante, agujas de inyección, jeringa, hisopos antisépticos, pomada antiséptica ni xilocaína

ChlorPrep es una marca comercial registrada de CareFusion 2000, Inc.

Xylocaine es una marca comercial registrada de Fresenius Kabi USA, LLC.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4