

Assumete il controllo completo delle vostre procedure di posizionamento PEG.



Sistema di gastrostomia endoscopica percutanea

Dal momento in cui aprirete il kit PEG Cook, noterete la differenza. I componenti sono disposti in modo pratico nell'ordine sequenziale in cui verranno utilizzati, in modo che la procedura scorra in modo fluido ed efficiente, proprio come le sostanze nutritive che somministrerete ai vostri pazienti. Il kit PEG Cook, disponibile con metodo a spinta o a trazione, fornisce l'efficienza di cui avete bisogno e le sostanze nutritive di cui i vostri pazienti hanno bisogno.

Sistema di gastrostomia endoscopica percutanea

Utilizzato per il posizionamento endoscopico percutaneo per fornire nutrizione enterale a pazienti che richiedono supporto nutrizionale.

Viene fornito sterile ed è monouso. È progettato esclusivamente per un singolo utilizzo.

- I componenti del kit, fra cui la pinza emostatica e il morsetto per tubo, sono confezionati in modo pratico per l'uso sequenziale durante la procedura per una maggiore efficienza.
- Il sondino trasparente è realizzato in silicone per uso medico flessibile di alta qualità.
- Fate riferimento al "contrassegno X" per sapere dove tagliare.
- Sono disponibili tubi digiunali compatibili per tutte le opzioni di PEG.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Sondino Fr	Diametro interno del sondino mm	Diametro della guida di inserimento inch	Guida di inserimento Lunghezza cm
G22637	FLOW-20-PUSH-S	20	4,47	0,035	260
G22638	FLOW-20-PULL-S	20	4,47	–	150
G22635	PEG-24-PUSH-S	24	5,5	0,035	260
G22636	PEG-24-PULL-S	24	5,5	–	150
G22762	FLOW-20-PUSH-I-S*	20	4,47	0,035	260
G22761	FLOW-20-PULL-I-S*	20	4,47	–	150
G22758	PEG-24-PUSH-I-S*	24	5,5	0,035	260
G22757	PEG-24-PULL-I-S*	24	5,5	–	150

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution per maggiori informazioni.

Per i dettagli sull'uso del sistema, consultare le Istruzioni per l'uso (IFU) più aggiornate. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle IFU all'indirizzo cookmedical.eu.

CONTENUTO DEL KIT:

1 telo fenestrato	1 sondino in silicone	1 adattatore universale	1 bisturi n. 11	1 tampone ChlorPrep**
1 150 cm ad anello (solo metodo a trazione)	5 tamponi di garza, 4 x 4 inch	1 guida di inserimento lunga	1 manuale per la cura dei pazienti	1 unguento di povidone*
1 guida lunga 260 cm (solo metodo a spinta)	1 paio di forbici	1 adattatore per bolo	1 ago trocar	1 fiala di vetro di Xylocaine® 1%, 5,0 mL*
1 ansa a freddo	1 pinza emostatica	2 twist lock	2 lubrificanti solubili in acqua*	1 siringa*
	1 bottone	1 fascetta	1 ago calibro 22 x 1½ inch*	
	1 morsetto per tubo	1 adattatore per la nutrizione in bolo – maschio (solo internazionale)	1 ago calibro 25 x 5/8 inch*	

* I kit internazionali senza prodotti farmaceutici (Kit -I) non includono lubrificante, aghi per iniezione, siringa, tamponi antisettici, unguento antisettico e Xylocaine.

ChlorPrep è un marchio registrato di CareFusion 2000, Inc.

Xylocaine è un marchio registrato di Fresenius Kabi USA, LLC.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4