

Für Ihren klinischen Bedarf



Tri-Ex®

MULTIPLE SIZE EXTRACTION BALLOON

Der Tri-Ex Extraktionsballon mit variabler Größe bietet Inflationsdurchmesser von 8,5, 12 oder 15 mm passend zu Ihrem klinischen Bedarf. Dank der drei Lumen können Sie einen 0,035-Inch-Führungsdraht platzieren und während der Steinextraktion Kontrastmittel injizieren.



Tri-Ex®

MULTIPLE SIZE EXTRACTION BALLOON

Zur endoskopischen Entfernung von Gallengangsteinen.

- Die Spritze verfügt über Referenzmarkierungen für drei Inflationsdurchmesser (8,5, 12 oder 15 mm) für Ihren klinischen Bedarf.
- Drei separate Lumen ermöglichen die Injektion von Kontrastmittel, ohne die Bewegung des Führungsdrahts zu beeinträchtigen.
- Zugänge für die Injektion von Kontrastmittel befinden sich über und unter dem Ballon.
- Der röntgendichte Katheter verbessert die Visualisierung unter Durchleuchtung.
- Röntgendichte Markierung ermöglichen die Lokalisierung des Ballons unter Durchleuchtung.
- Schwarze, geätzte Markierungen ermöglichen die endoskopische Bestätigung, dass der Ballon kurz vor dem Austritt aus der Papille steht.

Bestellnummer	Referenznummer	Kathetergröße Fr	Katheterlänge cm	Ballon- durchmesser mm	Führungsdraht- durchmesser Inch	Injektionsport	Mindestgröße des Arbeitskanals mm
G26856	TXR-8.5-12-15-A	6,9–5,4	200	8,5 12 15	0,035	über dem Ballon	2,8
G26857	TXR-8.5-12-15-B	6,9–5,4	200	8,5 12 15	0,035	unter dem Ballon	2,8
G50695	TXR-ME	6,6	275	8,5 12 15	0,035	über dem Ballon	3,2

Vorsicht: Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex und kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich.

Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Medical Mitarbeiter oder bei Customer Support & Distribution.

Die vollständigen Produkt- und Verschreibungsinformationen einschließlich Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und möglichen unerwünschten Ereignissen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter www.cookmedical.eu.

Das Instrument wird steril geliefert und ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu

EDI: cookmedical.eu/edi

Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com

Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com

Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com

Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com

France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com

Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com

Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com

Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com

Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com

Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com

Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com

Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com

Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com

Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com

Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com

United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com-A4



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4