

Atendemos sus necesidades clínicas específicas



Tri-Ex[®]

MULTIPLE SIZE EXTRACTION BALLOON

El balón de extracción Tri-Ex disponible en varios tamaños ofrece diámetros de hinchado de 8,5, 12 o 15 mm para satisfacer sus necesidades clínicas. Además, al contar con tres luces, podrá colocar una guía de 0,035 inch e inyectar contraste durante la extracción de cálculos.



Tri-Ex®

MULTIPLE SIZE EXTRACTION BALLOON

Indicado para la extracción endoscópica de cálculos biliares.

- Las marcas de referencia de la jeringa ofrecen tres diámetros de hinchado (8,5, 12 o 15 mm) para atender sus necesidades clínicas específicas
- Tres luces individuales permiten inyectar contraste sin que ello afecte al movimiento de la guía
- Posibilidad de inyectar el contraste por encima o por debajo del balón
- Catéter radiopaco que mejora la visualización fluoroscópica
- Bandas radiopacas para identificar la ubicación del balón mediante fluoroscopia
- Marcas grabadas en color negro para identificar de manera endoscópica que el balón va a abandonar la papila

Número de pedido	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Longitud del catéter cm	Diámetro del balón mm	Diámetro de la guía inch	Orificio de inyección	Canal de accesorios mínimo mm
G26856	TXR-8.5-12-15-A	6,9–5,4	200	8,5 12 15	0,035	Por encima del balón	2,8
G26857	TXR-8.5-12-15-B	6,9–5,4	200	8,5 12 15	0,035	Por debajo del balón	2,8
G50695	TXR-ME	6,6	275	8,5 12 15	0,035	Por encima del balón	3,2

Advertencia: Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados.

Póngase en contacto con su representante local o con el equipo de atención al cliente y distribución de Cook Medical para obtener más información.

Consulte las instrucciones de uso para obtener información completa sobre el producto y la prescripción en detalle, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, avisos, precauciones y posibles acontecimientos adversos.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Este dispositivo se suministra en condiciones estériles y es desechable. Está indicado para un solo uso.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu

EDI: cookmedical.eu/edi

Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com

Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com

Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com

Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com

France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com

Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com

Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com

Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com

Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com

Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com

Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com

Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com

Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com

Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com

Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com

United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com-A4



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4