

# Un aiuto per ogni specifica esigenza clinica



Tri-Ex®

MULTIPLE SIZE EXTRACTION BALLOON

Il palloncino estrattore Tri-Ex a misura variabile raggiunge diametri di gonfiaggio pari a 8,5, 12 o 15 mm che si adattano a qualsiasi esigenza clinica. Inoltre, grazie alla presenza di tre lumi, è possibile utilizzare una guida da 0,035 inch e iniettare un mezzo di contrasto durante l'estrazione dei calcoli.



## Tri-Ex®

### MULTIPLE SIZE EXTRACTION BALLOON

Utilizzato per la rimozione endoscopica di calcoli biliari.

- Gli indicatori di riferimento sulla siringa indicano i tre diametri di gonfiaggio raggiungibili (8,5, 12 o 15 mm) per soddisfare ogni esigenza clinica
- Tre lumi separati consentono di iniettare il mezzo di contrasto senza compromettere il movimento della guida
- Siti di iniezione del mezzo di contrasto disponibili al di sopra o al di sotto del palloncino
- Il catetere radiopaco migliora la visualizzazione in fluoroscopia
- Le bande radiopache consentono di identificare la posizione del palloncino in fluoroscopia
- L'incisione nera di riferimento consente di identificare in endoscopia un'imminente uscita del palloncino dalla papilla

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Dimensione del catetere Fr	Lunghezza del catetere cm	Diametro del palloncino mm	Diametro della guida inch	Raccordo di iniezione	Canale operativo minimo mm
G26856	TXR-8.5-12-15-A	6,9-5,4	200	8,5 12 15	0,035	al di sopra del palloncino	2,8
G26857	TXR-8.5-12-15-B	6,9-5,4	200	8,5 12 15	0,035	al di sotto del palloncino	2,8
G50695	TXR-ME	6,6	275	8,5 12 15	0,035	al di sopra del palloncino	3,2

**Attenzione:** questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, un materiale che può causare reazioni allergiche.

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook Medical di zona o al servizio Customer Support & Distribution.

Per informazioni esaustive sul prodotto e sulla prescrizione, comprese indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili eventi avversi, consultare le Istruzioni per l'uso (IFU).

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo [www.cookmedical.eu](http://www.cookmedical.eu).

Il dispositivo è fornito sterile ed è esclusivamente monouso.

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)

EDI: [cookmedical.eu/edi](mailto:cookmedical.eu/edi)

Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)

Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)

Belgium: +32 27001633, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)

Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)

Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)

France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)

Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)

Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)

Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)

Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)

Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)

Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)

Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)

Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)

Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)

Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)

Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)

United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](mailto:cookmedical.com/edi.do)

**Americas:**

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: [orders@cookmedical.com](mailto:orders@cookmedical.com)

**Australia:**

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com-A4](mailto:cau.custserv@cookmedical.com-A4)



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4