

Optimieren Sie Ihre Steinbehandlungen.



Fusion Quattro[®]

EXTRACTION BALLOON

DUAL PLATFORM ERCP

ZUGANG

STEINBEHANDLUNG

BEHANDLUNG VON
STRIKTUREN



Fusion Quattro®

EXTRACTION BALLOON

Wird zur endoskopischen Entfernung von Steinen im Gallensystem und zur Kontrastmittelinjektion verwendet.

- 4 Aufpumpdurchmesser in einem Gerät, um Ihren spezifischen klinischen Anforderungen gerecht zu werden.
- Einfache Injektion mit Kontrastmittelaustritt aus der distalen Spitze bei Injektionen über dem Ballon.
- Röntgendichte Bänder verbessern die Durchleuchtungsvisualisierung des Extraktionsballons.
- Referenzmarkierungen auf der Spritze geben den jeweiligen Aufpumpdurchmesser an.

Bestellnummer	Referenznummer	Ballon-Durchmesser mm	Kathetergröße Fr	Katheterlänge cm	Injektion Port	Führungsdraht-Durchmesser inch
G48225	FS-QEB-A	8,5, 10, 12, 15	6,6	200	Über dem Ballon	0,035
G48226	FS-QEB-B	8,5, 10, 12, 15	6,6	200	Unter dem Ballon	0,035
G31921	FS-QEB-XL-A	12, 15, 18, 20	6,6	200	Über dem Ballon	0,035
G31922	FS-QEB-XL-B	12, 15, 18, 20	6,6	200	Unter dem Ballon	0,035

Mindestgröße des Arbeitskanals 3,2 mm.

Achtung: Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex und kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook-Außendienstmitarbeiter oder beim Cook-Kundendienst und -Vertrieb.

Die vollständigen Produkt- und Verschreibungsinformationen einschließlich Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und möglichen unerwünschten Ereignissen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter www.cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4