

Optimice sus procedimientos de tratamiento de cálculos.



Fusion Quattro[®]

EXTRACTION BALLOON

PLATAFORMA DUAL DE CPRE

ACCESO

TRATAMIENTO DE CÁLCULOS

TRATAMIENTO DE ESTENOSIS



Fusion Quattro®

EXTRACTION BALLOON

Se utiliza para extraer cálculos del sistema biliar por vía endoscópica y para inyectar contraste.

- 4 diámetros de hinchado en 1 solo dispositivo para satisfacer sus necesidades clínicas específicas.
- Facilidad de inyección por el contraste que sale por la punta distal destinada a inyecciones por encima del balón.
- Las bandas radiopacas mejoran la visualización del balón de extracción mediante fluoroscopia.
- Las marcas de referencia de la jeringa indican cada uno de los diámetros de hinchado.

Referencia	Referencia de producto	Diámetro del balón en mm	Tamaño Fr del catéter	Longitud del catéter en centímetros	Inyección Orificio	Diámetro de la guía en pulgadas
G48225	FS-QEB-A	8,5, 10, 12, 15	6,6	200	Por encima del balón	0,035
G48226	FS-QEB-B	8,5, 10, 12, 15	6,6	200	Por debajo del balón	0,035
G31921	FS-QEB-XL-A	12, 15, 18, 20	6,6	200	Por encima del balón	0,035
G31922	FS-QEB-XL-B	12, 15, 18, 20	6,6	200	Por debajo del balón	0,035

Canal de accesorios mínimo de 3,2 mm.

Aviso: este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar una reacción alérgica.

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Cook o con el departamento de atención al cliente y distribución.

Consulte las instrucciones de uso para obtener información completa sobre el producto y la prescripción en detalle, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, avisos, precauciones y posibles acontecimientos adversos.

Consulte la información sobre los riesgos del producto en las instrucciones de uso en www.cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4