

Semplifica le tue procedure di gestione dei calcoli.



Fusion Quattro®

EXTRACTION BALLOON

ERCP A DOPPIA
PIATTAFORMA

ACCESSO

GESTIONE DEI CALCOLI

GESTIONE DELLE STENOSI



Fusion Quattro®

EXTRACTION BALLOON

Utilizzato per la rimozione endoscopica di calcoli nel sistema biliare e per l'iniezione di mezzo di contrasto.

- 4 diametri di gonfiaggio in 1 dispositivo per soddisfare le tue specifiche esigenze cliniche.
- Facilità di iniezione con mezzo di contrasto che fuoriesce dalla punta distale per iniezioni al di sopra del palloncino.
- Le bande radiopache migliorano la visualizzazione in fluoroscopia del palloncino estrattore.
- I contrassegni di riferimento sulla siringa indicano ciascun diametro di gonfiaggio.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro del palloncino mm	Dimensione del catetere Fr	Lunghezza del catetere cm	Raccordo di iniezione	Diametro della guida inch
G48225	FS-QEB-A	8,5, 10, 12, 15	6,6	200	Al di sopra del palloncino	0,035
G48226	FS-QEB-B	8,5, 10, 12, 15	6,6	200	Al di sotto del palloncino	0,035
G31921	FS-QEB-XL-A	12, 15, 18, 20	6,6	200	Al di sopra del palloncino	0,035
G31922	FS-QEB-XL-B	12, 15, 18, 20	6,6	200	Al di sotto del palloncino	0,035

Canale operativo minimo di 3,2 mm.

Attenzione: questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che può causare una reazione allergica.

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni rivolgersi al rappresentante locale Cook o al team Customer Support & Distribution.

Per informazioni esaurienti sul prodotto e sulla prescrizione, comprese indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili eventi avversi, consultare le Istruzioni per l'uso (IFU).

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle IFU all'indirizzo www.cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4