

Ein anderer Ansatz für die Hämostase.



Hemospray®
ENDOSCOPIC HEMOSTAT

Weitere Informationen zu Hemospray finden Sie unter hemospray.cookmedical.com.

FÜR
VARIZENBEDINGTE
BLUTUNGEN
DES OBEREN
UND UNTEREN
VERDAUUNGS-
TRAKTS



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. John Morris,
Glasgow Royal Infirmary, Glasgow Schottland.



Hemospray®

ENDOSCOPIC HEMOSTAT

Dieses Gerät wird zur Hämostase von nicht varizenbedingten gastrointestinalen Blutungen eingesetzt.

Das Instrument wird steril geliefert und ist ein Einwegartikel. Es ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.

- Nicht thermisch: Es treten keine Gewebeveränderungen auf, wie es manchmal bei thermischen Modalitäten der Fall ist.
- Nicht traumatisch: Da keine direkte Kraft an der Behandlungsstelle ausgeübt wird, minimiert das Pulver das Risiko eines Gewebetraumas, wie es bei anderen Modalitäten besteht.
- Kontaktlos: Das Aerosolabgabesystem macht direkte mechanische oder Kontaktkräfte mit der Behandlungsstelle durch das Abgabesystem überflüssig.
- Nicht spezifische Ausrichtung: Das Pulver wird in Richtung des Blutungsherdes gesprüht, so dass die Annäherung von Angesicht zu Angesicht und die präzise Ausrichtung anderer Modalitäten nicht erforderlich sind.

Bestellnummer	Referenznummer	Katheterlänge cm	Katheter Fr	Mindestzubehör Kanaldurchmesser mm
G56572	HEMO-7	220	7,2	2,8
G21049	HEMO-10	220	9,6	3,7

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Systems finden Sie in der aktuellen Gebrauchsanweisung. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4